

Knochenblock-

www.ustomed.de



Innovations made by USTOMED



Competence in Instruments

USTOMED Knochenblock-

Das USTOMED Knochenblock-Set

Zur Fixierung von Knochentransplantaten.

Das sehr kompakte und universelle Set wurde speziell für alle Anforderungen in der modernen Implantologie konzipiert und ist ein Novum in seinem Segment.

(Gemeinschaftsentwicklung von Dr. Jan Kielhorn, D-74613 Öhringen)



Jan Kielhorn

Praxisklinik Kielhorn und Kiehlhorn
Bone & Implant Center Germany
Verrenberger Weg 15
74613 Öhringen
info@praxisklinik-kielhorn.de
www.praxisklinik-kielhorn.de



Knochenblock-Set



- Ausgeklügeltes, funktionelles und übersichtliches Design
- Integriertes und herausnehmbares Mess-Lineal für die exakte Bestimmung der Schraubenlänge sowie für die Abmessung des Augmentats
- Neuentwickeltes Material aus der Luft- und Raumfahrttechnik – thermostabil
- Alle Teile eignen sich sowohl für die maschinelle Aufbereitung im Thermodesinfektor als auch für alle gängigen Sterilisationsverfahren und entsprechen somit den neuesten RKI-Richtlinien
- Lagerungsmöglichkeit für alle Schrauben-



- Optimale Grifflänge – deshalb für alle Handgrößen bestens geeignet
- Der sehr komfortable Griff garantiert ein ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten
- Selbstspannende Aufnahme-Klinge mit




Knochenblock-Set



Innovative Geometrie

- Präzise gefräster Kreuzschlitz-Schraubenkopf
- Selbstspannende Aufnahme-Klinge mit Federwirkung
- Alle Schraubendurchmesser (1,0 mm bis 1,6 mm) können mit der gleichen Klinge aufgenommen werden
- Schnelle und einfache Aufnahme der selbsthaltenden Schrauben
- Beste Friktion zwischen Klinge und Schraubenkopf, kein Ausleiern
- Wesentlich leichtere Entfernung von Geweberückständen aus dem Kreuzschlitz



- Durchmesser: 1,2 mm/1,4 mm/1,6 mm



- Durchmesser: 1,0 mm und 1,2 mm
- Längen: 8 mm/11 mm/13 mm
- Bestens geeignet für sehr kleine Knochenfragmente und 3D-Augmentationen
- Durch spezielle Implantat-Stahl-Legierung keine Osseointegration und aufgrund dessen bei der Schraubentfernung geringere Bruchgefahr als bei herkömmlichen Titan-Schrauben



Die Bilder wurden uns mit freundlicher Genehmigung von Dr. Stephan




Foto: Dr. Stephan Beuer, M.Sc.



Bestellnummer	Artikel-Bezeichnung	Preis	Bestellmenge
68-780-016	Titan-Knochenblock-Fixations-Set, bestehend aus:		589,00 []
68-720-002	Aufbewahrungs-Behälter für Micro-Schrauben, Ø 1,0 mm – 1,6 mm	-	
68-740-002	Schraubendreher, 11 cm	-	
68-760-102	Klinge, Kreuz, selbsthaltend, für Ø 1,0 mm – 1,6 mm Schrauben, 60 mm	-	
-	1x Packung Titan-Schrauben nach Wahl	→→ bitte unten ankreuzen	
-	1x Pilotbohrer Ø 1,0 mm oder Ø 1,2 mm oder Ø 1,4 mm <small>Info: Der Pilotbohrer ist immer 0,2 mm kleiner als der Schraubendurchmesser</small>	→→ nach Wahl der Schrauben	
68-780-010	Stahl-Knochenblock-Fixations-Set, bestehend aus:	659,00	[]
68-720-002	Aufbewahrungs-Behälter für Micro-Schrauben, Ø 1,0 mm – 1,6 mm	-	
68-740-002	Schraubendreher, 11 cm	-	
68-760-102	Klinge, Kreuz, selbsthaltend, für Ø 1,0 mm – 1,6 mm Schrauben, 60 mm	-	
-	1 x Packung Stahl-Schrauben nach Wahl	→→ bitte unten ankreuzen	
-	1 x Pilotbohrer Ø 0,8 mm oder Ø 1,0 mm <small>Info: der Pilotbohrer ist immer 0,2 mm kleiner als der Schraubendurchmesser</small>	→→ nach Wahl der Schrauben	
68-110-008 S	Implantat-Stahl-Legierung, 1 Packung = 10 Stück Micro-Schrauben, Kreuz, Ø 1,0 mm, 8 mm Länge, Implantat-Stahl-Legierung	219,00	[]
68-110-011 S	Micro-Schrauben, Kreuz, Ø 1,0 mm, 11 mm Länge, Implantat-Stahl-Legierung	219,00	[]
68-110-013 S	Micro-Schrauben, Kreuz, Ø 1,0 mm, 13 mm Länge, Implantat-Stahl-Legierung	219,00	[]
68-112-008 S	Micro-Schrauben, Kreuz, Ø 1,2 mm, 8 mm Länge, Implantat-Stahl-Legierung	219,00	[]
68-112-011 S	Micro-Schrauben, Kreuz, Ø 1,2 mm, 11 mm Länge, Implantat-Stahl-Legierung	219,00	[]
68-112-013 S	Micro-Schrauben, Kreuz, Ø 1,2 mm, 13 mm Länge, Implantat-Stahl-Legierung	219,00	[]

Bestellnummer	Artikel-Bezeichnung	Preis	Bestellmenge
	Titan, 1 Packung = 10 Stück		
68-112-006	Micro-Schrauben, Kreuz, Ø 1,2 mm, 6 mm Länge	129,00	[]
68-112-008	Micro-Schrauben, Kreuz, Ø 1,2 mm, 8 mm Länge	129,00	[]
68-112-011	Micro-Schrauben, Kreuz, Ø 1,2 mm, 11 mm Länge	129,00	[]
68-112-013	Micro-Schrauben, Kreuz, Ø 1,2 mm, 13 mm Länge	129,00	[]
68-114-006	Micro-Schrauben, Kreuz, Ø 1,4 mm, 6 mm Länge	129,00	[]
68-114-008	Micro-Schrauben, Kreuz, Ø 1,4 mm, 8 mm Länge	129,00	[]
68-114-011	Micro-Schrauben, Kreuz, Ø 1,4 mm, 11 mm Länge	129,00	[]
68-114-013	Micro-Schrauben, Kreuz, Ø 1,4 mm, 13 mm Länge	129,00	[]
68-116-006	Micro-Schrauben, Kreuz, Ø 1,6 mm, 6 mm Länge	129,00	[]
68-116-008	Micro-Schrauben, Kreuz, Ø 1,6 mm, 8 mm Länge	129,00	[]
68-116-011	Micro-Schrauben, Kreuz, Ø 1,6 mm, 11 mm Länge	129,00	[]
68-116-013	Micro-Schrauben, Kreuz, Ø 1,6 mm, 13 mm Länge	129,00	[]
	Klingen		
68-760-102	Klinge, Kreuz, selbsthaltend, für Ø 1,0 mm – 1,6 mm Schrauben, 60 mm	58,46	[]
68-760-106	Klinge, Kreuz, selbsthaltend, für Winkelstück, für Ø 1,0 mm – 1,6 mm Schrauben, 17 mm	59,54	[]
	Pilotbohrer		
68-508-014	Pilotbohrer, Ø 0,8 mm, 14 mm Länge, für Ø 1,0 mm Schrauben, m. Tiefenmark	37,79	[]
68-510-014	Pilotbohrer, Ø 1,0 mm, 14 mm Länge, für Ø 1,2 mm Schrauben, m. Tiefenmark	37,79	[]
68-512-014	Pilotbohrer, Ø 1,2 mm, 14 mm Länge, für Ø 1,4 mm Schrauben, m. Tiefenmark	37,79	[]
68-514-014	Pilotbohrer, Ø 1,4 mm, 14 mm Länge, für Ø 1,6 mm Schrauben, m. Tiefenmark	37,79	[]
68-516-014	Pilotbohrer, Ø 1,6 mm, 14 mm Länge, für Ø 1,6 mm Schrauben, m. Tiefenmark	37,79	[]
	Sonstiges		
68-720-002	Aufbewahrungs-Behälter für Micro-Schrauben, Ø 1,0 mm – 1,6 mm	269,57	[]
68-740-002	Schraubendreher, 11 cm	247,92	[]
68-860-008	Micro-Titan-Platten, 0,6 mm, 8-Loch	53,81	[]

USTOMED



Titan-Pins



Einbringinstrument

- Einteiliges Einbringinstrument für die Aufnahme der Titan-Pins aus der Aufbewahrungs-Box – dadurch ist ein Verdrehen des Arbeitsendes während der Applikation ausgeschlossen
- Äußerst komfortable Griff-Ergonomie zur leichten Aufnahme



Aufbewahrungs-Box

- Funktionelles Design
- Sicheres und einfaches Öffnen durch Einhandbedienung



Das USTOMED Titan-Pin-Set

Titan-Pins zur Fixierung von Titanfolien und Membranen.
(Gemeinschaftsentwicklung von Dr. Jan Kielhorn, D-74613 Öhringen,

Bestell-Nr.

Bestellnummer	Artikel-Bezeichnung	Preis	Bestellmenge
68-780-018	Titan-Pin-Set, komplett, bestehend aus:	249,00	[]
68-720-008	Aufbewahrungs-Behälter für 15 Titan-Pins	-	
68-650-000	Titan-Pin-Applikator, 15,5 cm	-	
68-620-003	Titan-Pins, 3 mm Länge, 10 St.	-	
Titan-Pins, 1 Packung = 10 Stück			
68-620-003	Titan-Pins, 3 mm Länge, 10 St.	74,90	[]
Sonstiges			
68-720-008	Aufbewahrungs-Behälter für 15 Titan-Pins	123,05	[]



USTOMED INSTRUMENTE
Ulrich Storz GmbH & Co. KG

Bischof-Sproll-Straße 2
78532 Tuttlingen / Germany

Hersteller von Chirurgie- und
Dentalinstrumenten

Phone: +49 (0) 74 61 / 9 65 85 0
Fax: +49 (0) 74 61 / 9 65 85 65

Manufacturer of Surgical and
Dental Instruments

info@ustomed.de
www.ustomed.de