




Competence in Instruments  
MADE IN GERMANY

# KATALOG 2026

[ustomed.de](https://ustomed.de)

 **USTOMED®**  
INSTRUMENTE

READY FOR EXCELLENCE

GRUNDINSTRUMENTE



CHIRURGISCHE INSTRUMENTE



AUGMENTATION




REPARATUR SERVICE



 **USTOMED®**  
INSTRUMENTE

INSTRUMENTEN ORGANISATION



GRÜNDER SERVICE



EVENTS



PODCAST



 **USTOMED®**  
INSTRUMENTE

READY FOR EXCELLENCE



Powered by



## QUEENS AND SONS OF DENTISTRY –

### Der Gründerpodcast für die Dentalbranche

Der Queens and Sons of Dentistry Podcast ist die zentrale Anlaufstelle für Zahnärzte, die eine eigene Praxis gründen oder weiterentwickeln wollen. Hier gibt es echte Strategien, inspirierende Geschichten und direkt anwendbares Wissen für eine erfolgreiche Selbstständigkeit.

- Erfahrungen aus erster Hand – Erfolgreiche Gründer berichten von ihren Herausforderungen und Learnings.
- Praxisnahe Experteneinblicke – Fachleute aus Finanzierung, Marketing und Praxisorganisation teilen ihr Wissen.
- Direkt umsetzbare Strategien – Keine Theorie, sondern echte Lösungen für den Praxisalltag.
- Inspiration und Orientierung – Motivation und klare Handlungsempfehlungen für den eigenen Weg in die Selbstständigkeit.

### Host: Daniel Urbat – Unternehmer, Podcaster, Moderator

Mit tiefen Branchenwissen und einem starken Dental-Netzwerk bringt Daniel Urbat die richtigen Experten an den Tisch, führt verständlich durch komplexe Themen und liefert echte Mehrwerte, die Praxisgründer direkt weiterbringen.



**Bereit für den nächsten Schritt? Dann hör rein!**



|    |                                                    |    |       |
|----|----------------------------------------------------|----|-------|
| 02 | <i>SKALPELLE UND PERIOTOME</i>                     | P. | 7-9   |
| 03 | <i>SCHEREN</i>                                     | P. | 10-16 |
| 04 | <i>HARTMETALLSCHEREN</i>                           | P. | 17-20 |
| 05 | <i>MIKROSCHEREN</i>                                | P. | 21-22 |
| 08 | <i>ANATOMISCHE UND CHIRURGISCHE PINZETTEN</i>      | P. | 23-27 |
| 09 | <i>ATRAUMATISCHE UND MIKROPINZETTEN</i>            | P. | 28-31 |
| 10 | <i>ZAHNÄRZTLICHE PINZETTEN UND MESSINSTRUMENTE</i> | P. | 32-37 |
| 13 | <i>ARTERIENKLEMMEN</i>                             | P. | 38-41 |
| 17 | <i>HILFSKLEMMEN UND -ZANGEN</i>                    | P. | 42-45 |
| 19 | <i>NADELHALTER (OHNE HARTMETALLEINSÄTZE)</i>       | P. | 46-47 |
| 20 | <i>NADELHALTER MIT HARTMETALLEINSATZ</i>           | P. | 48-54 |
| 20 | <i>MIKRONADELHALTER</i>                            | P. | 55-56 |
| 24 | <i>ABHALTER</i>                                    | P. | 57-68 |
| 27 | <i>RASPATORIEN UND ELEVATOREN</i>                  | P. | 69-75 |
| 31 | <i>HOHLMEISSELZANGEN</i>                           | P. | 76-78 |
| 42 | <i>MESSINSTRUMENTE</i>                             | P. | 79-80 |
| 46 | <i>SINUSLIFTKÜRETTEN</i>                           | P. | 81-84 |

|    |                                                 |            |
|----|-------------------------------------------------|------------|
| 48 | <i>MUNDSPERRER UND ZUNGENSEPTEL, FADENLEGER</i> | P. 85-90   |
| 67 | <i>KNOCHENBEARBEITUNG &amp; AUGMENTATION</i>    | P. 91-104  |
| 68 | <i>AUGMENTATION</i>                             | P. 105-122 |
| 73 | <i>ORGANISATION UND AUFBEWAHRUNG</i>            | P. 123-125 |
| 79 | <i>REINIGUNG UND PFLEGE</i>                     | P. 126     |
| 80 | <i>ZAHNZANGEN, ENGLISCHER GRIFF</i>             | P. 127-141 |
| 81 | <i>ZAHNZANGEN, PASSFORMGRIFF</i>                | P. 142-148 |
| 82 | <i>ZAHNZANGEN BLACK SPINE</i>                   | P. 149-154 |
| 83 | <i>WURZELHEBER UND LUXATOREN</i>                | P. 155-168 |
| 84 | <i>MUNDSPIEGEL UND ANÄSTHESIE</i>               | P. 169-175 |
| 85 | <i>HANDINSTRUMENTE PARODONTIE</i>               | P. 176-190 |
| 86 | <i>HANDINSTRUMENTE</i>                          | P. 191-200 |
| 87 | <i>PROTETIK</i>                                 | P. 201-206 |
| 89 | <i>PROTETIK ZANGEN</i>                          | P. 207-212 |
| 90 | <i>LAGERUNG UND STERILIZATION</i>               | P. 213-222 |
| 91 | <i>INSTRUMENTENSETS</i>                         | P. 223-237 |



# 02

## SKALPELLE UND PERIOTOME



# 02

## Skalpellgriffe und Klingen

Klingen, steril, 100 Stück



**02-040-011**  
Fig. 11, steril,  
100 Stk.



**02-040-012**  
Fig. 12, steril,  
100 Stk.



**02-040-124**  
Fig. 12d, steril,  
100 Stk.



**02-040-015**  
Fig. 15, steril,  
100 Stk.



**02-040-153**  
Fig. 15C, steril,  
100 Stk.



1/1



1/1



1/1



1/1



Lieblinginstrument von  
DR. Ricardo Kern



**02-030-030**

Skalpellgriff,  
No. 3, flach  
125 mm

**02-030-070**

Skalpellgriff,  
No. 7

**02-030-150 G**

Skalpellgriff,  
15 cm, Rundgriff  
glatt

**02-030-150**

Skalpelhalter,  
15 cm, Rundgriff

**02-030-150P9S0**

Skalpelhalter  
„Ricardo's Pen“  
Griff: PEEK  
orange rund,  
Länge: 15 cm

Klingenaufnahme delikat  
Serie: Orange Spine

Inspired by Dr. Ricardo KERN

**02-046-022**

BLADE-BUTLER,  
Skalpellklingen-  
entferner

Micro Klingen, steril, 25 Stück



**02-044-063**  
Fig.63, steril,  
25 Stk.



**02-044-067**  
Fig.67, steril,  
25 Stk.



**02-044-069**  
Fig.69, steril,  
25 Stk.



1/1

**02-038-140**

Micro-Klingenhalter,  
Paßformgriff, 14 cm



1/1

**02-795-000P0T3**

Periotom, Fig. 1, gerade,  
doppelendig, Peek Griff

#### HINWEIS

Zum Lösen der Fasern für  
schonendere Extraktionen



1/1

**02-796-000P0T3**

Periotom, Fig. 1, gerade,  
doppelendig, Peek Griff

# 03

## SCHEREN



## REYNOLDS



**03-155-145**

14,5 cm, gebogen

## JAMESON



**03-185-155**

15,5 cm, gebogen

## KILNER



**03-449-120**

12 cm, gebogen, flach

## METZENBAUM



**03-071-145**

14,5 cm, gebogen




**03-081-145**

14,5 cm, delikat,  
gebogen

# 03

## Naht- und Zahnfleischscheren



Die TC Version dieser Scheren finden Sie in Kapitel 04!

## IRIS



1/1



1/1



1/1

11,5 cm, gerade

**03-320-115**

Standard

**03-320-115 SC**

Super-Cut

**03-316-115**

Standard,  
größere Ringe an Griffen

11,5 cm, gebogen

**03-321-115**

Standard

**03-321-115 SC**

Super-Cut

**03-317-115**

Standard,  
größere Ringe an Griffen

13 cm, X-tra große Griffringe

**03-327-130**

gebogen

**03-327-130 SC**

gebogen, Super-Cut

**03-326-130**

gerade

## JOSEPH



JOSEPH

**03-440-140**

14 cm, gerade

**03-440-140 SC**

14 cm, gerade, Super-Cut



JOSEPH

**03-441-140**

14 cm, gebogen

**03-441-140 SC**

14 cm, gebogen, Super-Cut

## KELLY



1/1

KELLY

**03-631-160**

16 cm, gebogen

**03-631-180**

18 cm, gebogen



1/1

KELLY

**03-630-160**

16 cm, gerade

**03-630-18**

18 cm, gerade



1/2

KELLY

**03-631-160 SC**


16 cm, gebogen, Super-Cut

**03-631-180 SC**


18 cm, gebogen, Super-Cut

# 03

## Naht.- und Zahnfleischscheren



**STANDARD:**  
Standard



**SUPERCUT (SC):**

Spezieller Schliff mit Zahnung, verhindert das Herausrutschen des Nahtmaterials

### FOX



1/2

**03-420-130**

13 cm, gerade



1/1

**03-421-130**

13 cm, gebogen,  
ungezähnt



1/2

**03-417-130 SC**

13 cm, gebogen,  
Super-Cut

### LA GRANGE



1/1

**03-401-105**

10.5 cm  
Standard, gezähnt

**03-401-105 SC**

10,5 cm, Super-Cut

## LOCKLIN

Naht- und Zahnfleischscheren

**03-635-160**

16 cm, gewinkelt, gezahnt



## SPENCER



1/1

Ligatur Scheere

**03-720-130**

13 cm



1/1

**03-325-115**

11,5 cm,  
seitw. abgewinkelt



1/1

**03-351-115**

11,5 cm,  
feine Sp. gebogen

SURGICAL  
SCISSORS

## BEEBEE

## LISTER



03-027-145

14,5 cm, gebogen

1/1

spitz/stumpf

03-022-145

14,5 cm, gerade

03-022-175

17,5 cm, gerade



1/1

03-744-105

Drahtschere, 10,5 cm,  
gerade, spitz

1/1

03-745-105

Drahtschere, 10,5 cm,  
gebogen, spitz

1/1

03-781-145

Verbandschere, 14,5 cm,  
gewinkelt

## UNIVERSAL




1/2

03-805-180

Mehrzweckschere, 18 cm

# 04 HARTMETALLSCHEREN





## TUNGSTEN CARBIDE (TC):

Hartmetalleinsätze verlängern die Lebensdauer und Schärfe der Instrumente

## FOX

## JOSEPH



1/1

04-417-130

13 cm, gebogen,  
gezahnt, Hartmetall



1/1

04-441-140


14 cm, gebogen,  
Hartmetall



1/1

04-440-140

14 cm, gerade,  
Hartmetall



1/1

04-521-115

11,5 cm, geb., Hartmetall



1/1

04-520-115

11,5 cm, ger.,  
Hartmetall

**HINWEIS**

*Black-Ceramic-Beschichtung.  
Verhindert Reflektionen und  
hält extra lange scharf*

**IRIS****JOSEPH****KELLY****04-321-115B**

Naht- u. Zahnfleissschere  
11,5 cm, gebogen  
Serie: USTOMED  
Black Spine

**04-441-140B**

Naht- u.  
Zahnfleissschere  
14 cm, gebogen  
Serie: USTOMED  
Black Spine

**04-631-160B**

Naht- u. Zahnfleissschere  
16 cm, gebogen  
Serie: USTOMED  
Black Spine

**HINWEIS**

Black-Ceramic-Beschichtung.  
Verhindert Reflektionen und  
hält extra lange scharf

**METZENBAUM-  
DELIKAT**



1/1

**04-081-145B**

Präparier-Schere,  
rundes Arbeitsende,  
gebogen  
Serie: USTOMED  
Black Spine Design

**CASTROVIEJO**



1/1

**04-151-125B**

Zahnfleisch-Federschere  
sehr fein, 12,5 cm  
Serie: USTOMED  
Black Spine

**LA GRANGE**



1/1

**04-401-105B**

Naht- u. Zahnfleischschere,  
10,5 cm, gebogenes Arbeits-  
ende, geschwungener Griff  
Serie: USTOMED  
Black Spine

# 05

## MIKROSCHEREN





1/1

**05-809-145**gebogen, Rundgriff  
14,5 cm

1/1

**05-809-180**gebogen, Rundgriff  
18 cm

1/2

**05-621-145**

sehr fein, 14,5 cm




1/2

**05-801-145**

sehr fein, 14,5 cm

# 08

## ANATOMISCHE UND CHIRURGISCHE PINZETTEN





1/1



1/1



1/1




1/1

|                                 |                                       |                                        |                                        |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Anatomische Pinzette,<br>gerade | Anatomische Pinzette,<br>gerade, fein | Anatomische Pinzette,<br>gebogen, fein | Anatomische Pinzette,<br>kreuzverzahnt |
| <b>08-020-145</b><br>14,5 cm    | <b>08-030-145</b><br>14,5 cm          | <b>08-033-145</b><br>14,5 cm           | <b>08-036-145</b><br>14,5 cm           |
| <b>08-020-160</b><br>16 cm      | <b>08-030-160</b><br>16 cm            | <b>08-033-160</b><br>16 cm             | <b>08-036-160</b><br>16 cm             |
|                                 | <b>08-030-180</b><br>18 cm            |                                        | <b>08-036-180</b><br>18 cm             |

# ADSON

# SEMKEN



1/1

**08-060-122**

12 cm, feines Mod.



1/1



1/1



1/1



1/1

Anatomische Pinzette

**08-060-120**

12 cm

**08-060-150**

15 cm

**08-062-150**

15 cm, x-fein

**08-080-155**

15,5 cm, gerade

**10-130-180**

18 cm, schmal,  
Hartmetall,  
atraumatisch

GERALD

SEMKEN



1/1

Chirurgische Pinzette,  
ger., 1x2 Zähne, delikat

**08-235-145**

14,5 cm

**08-235-160**

16 cm

**08-235-180**

18 cm



1/1

**08-281-155**15,5 cm, gerade,  
1x2 Zähne

1/1

**08-301-175**17,5 cm, gerade,  
1x2 Zähne

## ADSON



Chirurgische Pinzette

**08-261-120**

12 cm

**08-261-150**

15 cm

## MICRO- ADSON



extra fein

**08-262-120**

12 cm

**08-262-150**

15 cm

## ADSON- BROWN




**08-267-120**

12 cm, 7x7 Zähne

# 09

## ATRAUMATISCHE UND MIKROPINZETTEN



## DE BAKEY

### INFO

für Gewebe- und Nahtmaterial



Atraumatisch

**09-520-150**

15 cm

**09-520-180**

18 cm

Atraumatisch

**09-526-150**

15 cm

**09-526-180**

18 cm

**09-545-150**

15 cm, abgewinkelt,  
breite 2 mm



1/1

**09-230-180**

anatomisch, 18 cm,  
gerade, diamantierte  
Fadenfaßplatte



1/1

**09-267-180**

chirurgisch, 18 cm, gebogen,  
1x2 feine Zähnnchen



1/1

**09-265-180**

chirurgisch, 18 cm, gerade,  
1x2 feine Zähnnchen



## DE BAKEY



1/1

**09-270-180**

18 cm, gerade,  
atraumatisch

## COOLEY




1/1

**09-280-180**

Cooley-Zahnung  
18 cm, gerade,  
Rundgriff  
atraumatisch  
Griffdesign: TOLEDO

# 10

## ZAHNÄRZTLICHE PINZETTEN UND MESSINSTRUMENTE



## LONDON COLLEGE



## LONDON COLLEGE modified



LONDON COLLEGE  
modifiziert

10-825-160

15 cm

10-825-180

16 cm

10-825-180

18 cm



## FLAGG

**10-831-160**

16 cm, geriefte Spitze

## MERIAM

**10-841-160**

16 cm, geriefte Spitze

**10-845-155**

15,5 cm, glatter Griff



1/1

Splitterpinzette, 10,5 cm,  
gerieft

**08-452-105**

gerade

**08-453-105**

gebogen



1/1

**10-823-160**

Haltepinzette, 16 cm,  
für Ø 6 mm u. Ø 7 mm Ringe  
für Knochenringe



1/1

**10-871-160**

16 cm, mit Ohr  
Nahtpinzette

## PONTE



1/1

**10-877-160**Knochenplatten-  
Haltepinzette, 16 cm, Micro

1/1

**10-883-150**Nervnadelpinzette, 15 cm,  
mit Schloß

## MILLER



1/1

**10-947-150**Artikulationspapierpinzette,  
15 cm

**10-941-000**

IWANSON, Tasterzirkel,  
Meßbereich 0-10 mm - nur  
für Vergleichsmessungen -



1/1

**10-942-150**

Metallmeßstab,  
15 cm - nur für  
Vergleichsmessungen -

# 13 ARTERIENKLEMMEN



## HALSTED-MOSQUITO



gebogen, anatomisch

**13-039-125**

12,5 cm

**13-039-140**

14 cm



gerade, anatomisch

**13-038-125**

12,5 cm

**13-038-140**

14 cm

## ROCHESTER-PEAN

### MICRO-MOSQUITO



13-029-120  
12 cm, gebogen,  
anatomisch



13-201-140  
14 cm, gebogen,  
anatomisch

## HALSTED-MOSQUITO


13-031-120

12 cm, gebogen, 1x2 Zähne



1/1

## OCHSNER-KOCHER



1/1

## MICRO-MOSQUITO

HALSTED-MOSQUITO

13-043-125

12,5 cm, gebogen, 1x2 Zähne

13-043-140

14 cm, gebogen, 1x2 Zähne

13-042-125

12,5 cm, gerade, 1x2 Zähne



1/1

13-215-140

14 cm, gebogen, 1x2 Zähne

# 17 HILFSKLEMMEN UND -ZANGEN



## GROSS MODIFIED



1/1

**17-013-180**

modif., feine Tupferzange,  
geb., m. Sp

## BACKHAUS



1/1

Tuchklemme, 8 cm

**17-251-110**

11 cm

**17-251-080**

8 cm

**INFO**

Die selbstzentrierenden  
Kalottenbacken nehmen  
Tücher atraumatisch auf  
und sorgen für sicheren  
Halt ohne zu perforieren  
oder zu beschädigen.



1/1

**17-271-120**

Klemme, f. Papier- u.  
Stofft., 12 cm  
atraumatisch

**JONES**

1/1

**17-227-090**

Tuchklemme, 9 cm,  
gebogen

## STIEGLITZ



1/1

**17-717-135**

Splitterz., gebogen  
diamantiert



1/1

Sterilisier- und  
Instrumentenfaßpinzette, 20 cm

**17-793-200**

20 cm

**17-790-145**

14,5 cm

# 19

## NADELHALTER





**19-170-160**

16 cm



**19-300-140**

14 cm

**19-300-170**

17 cm

# 20 NADELHALTER MIT HARTMETALLEINSATZ

## *TC = TUNGSTEN CARBIDE*

*Extrem hartes und beständiges Metall, dass wesentlich härter ist, als die Nadeln des Nahtmaterials. Diese TC Einsätze verlängern die Lebenszeit unserer Nadelhalter dramatisch. Die Einsätze können erneuert werden. Unsere TC-Nadelhalter haben vergoldete Griffpartien.*



## HALSEY



1/1

20-120-130

13 cm

3/0 - 5/0

## BABY-CRILE-WOOD



1/1

20-160-150

15 cm

4/0 - 5/0

## CRILE-WOOD



|            |
|------------|
| 20-164-150 |
| 15 cm      |



|            |
|------------|
| 20-164-180 |
| 18 cm      |

## MAYO-HEGAR

## MICRO-RYDER



1/1

20-220-160

16 cm

2/0 - 4/0

20-220-180

18 cm

2/0 - 4/0



1/1

20-320-150

15 cm

5/0 - 7/0

20-320-130

13 cm


6/0 - 7/0

MATHIEU  
MODIFIED

## LICHTENBERG

**INFO**

Eingelassenes Schloss  
verhindert Einklemmen  
von Handschuhen.



|            |           |
|------------|-----------|
| 20-452-170 |           |
| 17 cm      | 3/0 - 4/0 |
| 20-452-140 |           |
| 14 cm      | 3/0 - 4/0 |
| 20-452-200 |           |
| 18 cm      | 3/0 - 4/0 |

|               |           |
|---------------|-----------|
| 20-470-170    |           |
| 17 cm, gerade | 3/0 - 4/0 |

## MATHIEU DELIKAT



|            |
|------------|
| 20-454-170 |
| 17 cm      |
| 4/0 - 5/0  |

## HÖSEL

### INFO

Extra lang und extra leichtgängig.



|            |
|------------|
| 20-480-200 |
| 20 cm      |
| 3/0 - 4/0  |

## LANGENBECK



1/1

20-392-160

16 cm



3/0 - 5/0

20-392-180

18 cm



3/0 - 5/0

## TOENNIS



1/1

20-398-180

18 cm



3/0 - 4/0

# 20

## MIKRO- NADELHALTER



## BARRAQUER

**20-710-140**14 cm, gerade,  
Rundgriff**20-710-180**18 cm, gerade,  
Rundgriff**20-711-140**14 cm, gebogen,  
Rundgriff**20-711-180**18 cm, gebogen,  
Rundgriff

# 24

## ABHALTER



## GILLIES

## KILNER



24-421-150

15 cm, 1-zahnig



Fig. 1

24-425-001

18 cm, Fig. 1, klein



Fig. 2

24-425-002

18 cm, Fig. 2, groß

JOSEPH

GUTHRIE



1/1

24-469-002

15 cm, 2-zahnig



2 mm

1/1

24-573-002

16 cm, 2-zahnig, 2 mm




7 mm

1/1

24-573-007

16 cm, 2-zahnig, 7 mm



24-021-002

16 cm, 2-zahnig, scharf



24-023-001

16 cm, 1-zahnig, stumpf

MINI-  
LANGENBECK

CAWOOD-  
MINNESOTA

GIERL



24-153-000

Wangenabhalter

24-154-160

16 cm

24-157-155

15,5 cm



**84-239-002**

PET-Schutzschild-Halter  
nach GLUCKMANN,  
doppelending, inkl. je  
1 x Schild rechts und  
1 x Schild links



### INFO

Spezialinstrument für die „Advanced  
Socket Shield“ Technik (PET) von Dr.  
Howard Gluckman. Es hilft Ihnen das  
Weichgewebe bei der bucalen Preparation  
der Wurzel zu schützen.



**24-158-002**

PET Schield, rechts



**24-158-001**

PET Schield, links

MIDDELDORPF

HILGER



24-159-001

Aufsatz allein



24-159-000


kompl. mit Griff



24-161-002

22 cm, Fig. 2

### LANGENBECK




Wundhaken  
21 cm

### KOCHER

#### INFO

Die flache Front gibt mehr Auflagefläche, und dadurch eine sichere Retraktion.




Wundhaken  
22 cm

### OBWEGESER

#### INFO

Die flache Front gibt mehr Auflagefläche, und dadurch eine sichere Retraktion. Die Kehlung verringert zusätzlich Trauma des Mundes während der Retraktion.



Wundhaken  
24 cm

## KOCHER- TROSSBACH



**24-179-103**

Fig. 3, 55 x 11 mm,  
nach oben gebogen


## NENTWIG



**24-191-014**

14 mm, gez. ger

### USTOMED



#### INFO

Anguliert für  
liegende Patienten

#### INFO

Speziell für sitzende  
Patienten

#### INFO

Ergonomischer Griff

24-189-180

18 cm, abgewinkelt

24-187-190

19 cm, gerade

MASTER

BRAANEMARK



24-186-150

80 mm breit, 150 mm lang



24-203-105

Spezialhaken für 8-er  
Extraktion

**INFO**

Wangen- und Lippenspanner aus Plastik,  
die sich selbst spannen. Autoclavierbar  
bis 134°C.

**24-395-001**

Wangen- u.  
Lippenexpander,  
Kinder

**24-395-002**

Wangen- u.  
Lippenexpander, Erw.

# 27 RASPATORIEN UND ELEVATOREN



### WILLIGER



**27-741-160**  
16 cm,  
gebogen



**27-745-160**  
16 cm, gebogen,  
breites Mod.



**27-743-130**  
13 cm,  
gebogen



**27-749-006**  
17,5 cm,  
6 mm breit



**27-749-007**  
17,5 cm,  
7 mm breit




**27-749-009**  
9 mm



**27-749-011**  
11 mm

## FREER

**27-431-180**

18 cm,  
doppelendig,  
scharf/stumpf

**27-451-180**

18 cm, doppelendig,  
scharf/stumpf

**27-451-180P0T3**

18 cm, doppelendig,  
scharf/stumpf,  
Peek Griff, schwarz  
Serie: Black Spine

## PRICHARD

**27-459-175**

17,5 cm, doppelendig

**27-459-175P0T3**

17,5 cm, doppelendig,  
Peek Griff, schwarz  
Serie: Black Spine

**27-717-175**

17,5 cm, doppelendig,  
gebogen, schmal/breit

**27-717-175P0**

17,5 cm, doppelendig,  
schmal/breit,  
Peek Griff, schwarz  
Serie: Black Spine



Lieblinginstrument von  
DDr. Gregor Riede

## PARTSCH


## MOLT

## GLICKMAN



27-711-024

Nr.24 G, doppelendig



67-711-002

Nr.24 G, doppelendig



27-721-190

19 cm, doppelendig,  
gebogen

## ZUCCHELLI

**INFO**

Die schwarze DLC-Beschichtung erhöht den Kontrast unter dem Weichgewebe, und damit die Sichtbarkeit.

**85-812-175P0T3**


Papillenheber, 17 cm,  
Peek Griff, schwarz  
Serie: Black Spine

**85-812-175**

Papillenheber, 17 cm,  
Stahl Griff

**85-814-175P0T3**

Papillenheber, Modell Z,  
Peek Griff, schwarz  
Serie: Black Spine

**85-816-170P0T3**

Mod. B., 17 cm,  
Sperspitze,  
Peek Griff, schwarz  
Serie: Black Spine

**85-818-001P0T3**


Tunnelierungsmesser,  
micro, gebogen,  
Peek Griff, schwarz  
Serie: Black Spine

**85-818-002P0T3**

Tunnelierungsmesser,  
gebogen,  
Peek Griff, schwarz  
Serie: Black Spine

**85-818-175P0T3**

Tunnelierungsmesser,  
gebogen,  
Peek Griff, schwarz  
Serie: Black Spine

**27-725-180P0T3**

Raspatorium „The Blade Whisperer“  
doppelendig, gebogen,  
17,5 cm Arbeitsenden  
extra fein 2,5 mm  
Serie: Black Spine

**85-816-175**

Raspatorium fein  
mit Speerspitze  
für die Implantologie  
17,5 cm Stahlgriff

**85-816-175P0T3**

Raspatorium fein  
mit Speerspitze  
für die Implantologie  
Peek Griff, schwarz  
Serie: Black Spine

**85-808-175P0T3**

PAR Dissektor,  
Mod.W.,  
Peek Griff, schwarz  
Serie: Black Spine

# 31 HOHLMEISSELZANGEN



# MICRO

# FRIEDMAN

# LUER

Spitze 1,9 mm



1/1

Spitze 2,7 mm



1/1

Spitze 3,3 mm



1/1

31-319-145

14 cm, 25° gebogen

31-321-140

14 cm, gebogen

31-379-150

15 cm, mittel

## FRIEDMANN-delicat



31-315-150

FRIEDMAN-DELIKAT,  
gebogen


## BEYER



31-421-180

18 cm, gebogen

# 42 MESSINSTRUMENTE



## BOWMAN

**INFO**

biegsam,  
geeignet für  
Thermo-  
Desinfektor



1/1

## Kieferhöhlensonde

**42-652-000**

size 00/0

0,7 / 0,8 mm

**42-652-012**

size 1/2

0,9 / 1,2 mm

**42-652-034**

size 3/4

1,3 / 1,4 mm

**42-652-056**

size 5/6

1,5 / 1,6 mm

**42-652-078**

size 7/8

1,8 / 1,9 mm

**42-652-300**

sz.000/00

0,6 / 0,7 mm


**42-652-400**

0000/000

0,5 / 0,6 mm



## IMPLANTOLOGIEZIRKEL



1/1

**42-850-020**Castrovieo,  
20 mm, gerade

# 46 SINUSLIFTKÜRETTEN



## KHOURY SEMI-SHARP



1/1



1/1



1/1



1/1

**46-695-004**

Sinuslift, Fig. 4,  
180 mm,  
halbscharf

**46-695-004POT3**

Sinuslift, Fig. 4,  
180 mm, halbscharf  
Peek Griff schwarz  
Serie: Black Spine

**46-695-003**

Sinuslift, Fig. 3,  
180 mm,  
halbscharf

**46-695-003POT3**

Sinuslift, Fig. 3,  
180 mm, halbscharf  
Peek Griff schwarz  
Serie: Black Spine

## HOTZ


**46-695-001P0T3**

Sinuslift, Fig. 1,  
185 mm, halbscharf  
Peek Griff schwarz  
Serie: Black Spine

**46-695-002P0T3**

Sinuslift, Fig. 2,  
190 mm, halbscharf  
Peek Griff schwarz  
Serie: Black Spine

## NENTWIG SCHARF

**46-699-001POT3**

Sinuslift, Fig. 1,  
180 mm, scharf,  
Peek Griff schwarz  
Serie: Black Spine

**46-699-002POT3**

Sinuslift, Fig. 2,  
190 mm, scharf,  
Peek Griff schwarz  
Serie: Black Spine

**46-699-003POT3**


Sinuslift, Fig. 3,  
190 mm, scharf,  
Peek Griff schwarz  
Serie: Black Spine

**46-699-004POT3**

Sinuslift, Fig. 4,  
190 mm, scharf,  
Peek Griff schwarz  
Serie: Black Spine


# 48 MUNDSPERRER UND ZUNGENSPEL





**48-091-001**

Mundkeil, Größe S  
37 x 15 x 22 mm (B x H x T)



**48-091-002**

Mundkeil, Größe M  
36 x 16 x 23 mm (B x H x T)



**48-081-001**

Mit Stahlkern, Größe M, 2 Stück  
37 x 11 x 23 mm (B x H x T)



**48-081-002**

Mit Stahlkern, Größe L, 2 Stück  
42 x 14 x 26 mm (B x H x T)

48-149-200

Silikonschlauch, 2 m, für  
Mundsperrer, sterilisierbar

MOLT



48-141-140

14 cm, für Erwachsene

DENHART



48-145-120

12 cm, Feinraster

**48-149-200**

Silikonschlauch, 2 m,  
für Mundsperrer,  
sterilisierbar

**USTOMED**

1/1

**48-149-000**

komplett, mit 1 Zungen-  
spatel für Kinder und  
Erwachsene



1/1

**48-149-001**

Löffel für 48-149-000,  
einzeln, für Kinder



1/1

**48-149-002**

Löffel für 48-149-000,  
einzeln, für Erwachsene

HABERER

BRUENINGS

TOBOLD



1/1

48-260-200

20 cm, 17 mm x 25 mm  
biegsam



1/1

48-255-190

19 cm



1/1

48-271-165

16,5 cm

## LUNIATSCHEK

2,1 mm

3,1 mm

1/1

48-339-002

Tamponadenstopfer,  
17,5 cm, breit

1,7 mm

1,7 mm

1/1

48-351-165

Retraktionsfadenstopfer,  
16,5 cm, gezahnt

2,1 mm

## INFO

Sehr dünne, flexible und in-  
sich-verdrehte Arbeitsenden,  
damit einfacher und effizienter  
beim Arbeiten als die  
herkömmliche Methode mit  
einem Heidemann-Spatel.

1/1

1/1

2,1 mm

1/1

48-339-001

Tamponadenstopfer,  
17,5 cm, schmal

48-349-165

Retraktionsfadenstopfer,  
16,5 cm, ungezahnt

48-353-165

Retraktionsfadenstopfer,  
tellerform

# 67 KNOCHENBEARBEITUNG & AUGMENTATION





1/1

**67-693-012P0T3**

Fig. 1/2, Peek Griff schwarz,  
zum Einbringen und  
Kondensieren von  
Knochenmaterial



1/1

**67-693-034P0T3**

Fig. 3/4, Peek Griff schwarz,  
zum Einbringen und  
Kondensieren von  
Knochenmaterial

**INFO**

Spezial-Instrument zum  
Einbringen und Kondensie-  
ren von Knochenmaterial  
um ein Implantat herum.

# RHODES



Lieblingsinstrument von  
DDR. Lukas Mätzler

67



3,5 mm

1/1

3,5 mm



4 mm

1/1

6 mm



Stopfer Ø 3,5 mm

1/1

Löffel 4,5 mm



Stopfer Ø 7,8 mm

1/1

Löffel Ø 7,8 mm

**67-545-367P0T3**

Back-Actionmeißel,  
Fig 36/37,  
Peek Griff schwarz  
Serie Black Spine

**85-802-305P0T3**

Knochenschaber,  
BONE SCRAPER  
Peek Griff schwarz  
Serie Black Spine

**67-691-003P0T3**

Kombinations-  
instrument für  
Knochenmaterial,  
Peek Griff schwarz  
Serie Black Spine

**67-691-008P0T3**

SALAMA  
Kombinations-  
instrument, Löffel,  
Peek Griff schwarz  
Serie Black Spine

## MINI-LAMBOTTE

4 mm  
gebogen,  
mit Skalierung



1/1

6 mm  
gebogen,  
mit Skalierung



1/1

8 mm  
gebogen,  
mit Skalierung



1/1

10 mm  
gebogen,  
mit Skalierung



1/1

### 67-555-004 S

13 cm, 4 mm, geb.,  
jedoch mit Skalierung

### 67-554-004S

13 cm, 4 mm, gerade,  
jedoch mit Skalierung

### 67-555-006 S

13 cm, 6 mm, geb.,  
mit Skalierung

### 67-554-006S

13 cm, 6 mm, gerade,  
mit Skalierung

### 67-555-008 S

13 cm, 8 mm, geb.,  
mit Skalierung

### 67-554-008S

13 cm, 8 mm, gerade,  
mit Skalierung

### 67-555-010 S

13 cm, 10 mm, geb.,  
jedoch mit Skalierung

### 67-554-010S

13 cm, 10 mm, gerade,  
mit Skalierung

## PARTSCH



1/1

**67-711-002**


Scharfer Löffel/  
Raspatorium

Größe 2, 15 cm

## NENTWIG


## 67-558-444

Set, gerade, skal  
bestehend aus:




67-558-001

F.1, gerade, skal




67-558-002

F.2, gerade, skal



67-558-003

F.3, gerade, skal



67-558-004

F.4, gerade, skal



lokales Spreizen eines engen Kieferkamms




# NENTWIG

## 67-559-444

Set, baj., skal  
bestehend aus:




1/1




67-559-001

F.1, baj., skal




67-559-002

F.2, baj., skal



67-559-003

F.3, baj., skal



67-559-004

F.4, baj., skal

Kondensation: Präparation vor der Implan-  
tation, bei zu weichem Knochen.



# USTOMED KNOCHENMÜHLE



Set, komplett

**67-682-002**

USTOMED Knochenmühle, mit 1 Schneidzylinder Grösse S (ca. 2,0 mm)

**67-682-003**

USTOMED Knochenmühle, mit 1 Schneidzylinder Grösse M (ca. 3,0 mm)

**67-682-004**

USTOMED Knochenmühle, mit 1 Schneidzylinder Grösse L (ca. 4,0 mm)

**INFO**

*gängigste Variante*

**67-682-012**

Schneidzylinder,  
Gr. S, (ca. 2,0 mm Chips) für  
USTOMED-Knochenmühle

**67-682-013**

Schneidzylinder,  
Gr. M, (ca. 3,0 mm Chips) für  
USTOMED-Knochenmühle

**67-682-014**

Schneidzylinder,  
Gr. L, (ca. 4,0 mm Chips) für  
USTOMED-Knochenmühle

**67-682-020**

Knochenauffangbehälter für  
USTOMED-Knochenmühle

**INFO**

Auswechselbare  
Teflonscheiben

**67-636-002**

Ersatz-Kunstst.-Backen  
zu 67-636-210, 2 St.

**INFO**

Komplett aus  
Edelstahl

**INFO**

Bevorzugter Hammer  
für das Einbringen von  
Titan-Pins



1/1

**67-660-150**

16,5 cm, Ø 20 mm,  
150 g



1/1

**67-636-210**

18,5 cm, Kunststoffb.,  
210 gr

## OMBREDANNE



### HINWEIS

Passend für Knochen-  
quetsche 67-680-000




Foto Copyright Dr. Ponte



67-670-720

26 cm, 720 gr,  
Ø 40 mm

67-680-000

Knochenquetsche, rund

## LUCAS

EXTRA SCHARFER  
LUKAS

Lieblingsinstrument von  
DDR, Lukas Salbrechter

**67-797-085**

doppelendig,  
Fig. 85

**67-797-085P0**

doppelendig,  
Fig. 85, Peek Griff

**67-797-086**

doppelendig,  
Fig. 86

**67-797-086P0**

doppelendig,  
Fig. 86, Peek Griff

**67-797-087**

doppelendig,  
Fig. 87

**67-797-087P0**

doppelendig,  
Fig. 87, Peek Griff

**67-797-186P0T3**

doppelendig, Fig. 86,  
gezahnt, Peek Griff 3 mm

**67-797-187P0T3**

2 mm, Fig. 87

## HEMINGWAY

67-799

18 cm, doppelendig

Stahlgriff

Peek Griff

1/1



2,0 mm

size 0



2,2 mm

size 1



2,4 mm

size 2



2,8 mm

size 3



3,4 mm

size 4

mit Stahlgriff

67-799-000

67-799-010

67-799-020

67-799-030

67-799-040

mit Peek Griff

67-799-000P0

67-799-010P0

67-799-020P0

67-799-030P0

67-799-040P0



## INFO

Für den internen Sinus-Lift.

Sicherheitsstopp ist stufenlos einstellbar.

Osteotome werden immer kleiner  
 gewechselt als die Implantatschraube.

## INFO

Stufenlos  
 verstellbar



67-851-030  
 Ø 3,0 mm



67-851-033  
 Ø 3,3 mm



67-851-040  
 Ø 4,0 mm



## Osteotom-Set (Universal) Bego\_RS-RSX\_Set

Bestehend aus:

Lagerungsrahmen und 5 Osteotomen  
 Durchmesser: 3,0/3,75/4,1/4,5/5,5 mm  
 Skalierung: 7/9/10/12/13/15 mm

## 67-851-020

bajonettförmiger Schaft, Spitze konkarv, 2,0 mm Ø, zylindrisch

1/1

# 68 AUGMENTATION



# USTOMED TITAN-PIN-SET

**68-780-018**

Titan-Pin-Set, bestehend aus:



## SET ENTHÄLT:



### TITAN-PINS

**68-620-003**

Titan-Pins, 3 mm, 10 St.

#### INFO

*Passender Hammer*

*67-660-150 (siehe Seite 98)*



### APPLIKATOR

- Einteiliges Instrument zum Aufnehmen und Einbringen von Titan-Pins, daher kein Verdrehen des Arbeitsendes bei der Applikation.
- Sehr ergonomischer und komfortabler Griff zur leichten Aufnahme der Titan-Pins.

**68-650-000**

Titan-Pin-Applikator, 15,5cm



### AUFBEWAHRUNGS- UND STERILISATIONSBEHÄLTER

- Sicheres und einfaches Öffnen durch Ein-Hand-Bedienung.
- Behälter kann bis zu 15 Pins aufnehmen.

**68-720-008**

Aufbewahrungs-Behälter für 15 Titan-Pins

**68-780-016**

Bone-Fixation-Set, Titan  
 Ø 1,2/1,4/1,6 mm, bestehend aus:

**INHALT:**

|            |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 68-720-002 | Aufbewahrungs-Behälter für Micro-Schrauben, Ø 1,0/1,2/1,4/1,6 mm        |
| 68-740-002 | Schraubendreher, 11cm                                                   |
| 68-760-102 | Klinge, Kreuz, selbsthaltend, für Ø 1,0/1,2/1,4/1,6 mm Schrauben, 60 mm |
| 68-510-014 | Pilotbohrer, Ø 1,0 mm, 14 mm                                            |
| 68-512-014 | Pilotbohrer, Ø 1,2 mm, 14 mm                                            |
| 68-112-008 | Micro-Schrauben, Kreuz, Ø 1,2 mm, 8mm, 10 St.                           |
| 68-115-004 | Membran-Schraube Ø 1,5 x 4 mm, selbstbohrend, Titan                     |

**PASSENDE TEILE:****Zubehör:**

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 68-720-002 | Aufbewahrungs-Behälter für Micro-Schrauben, Ø 1,0/1,2/1,4/1,6 mm                   |
| 68-740-002 | Schraubendreher, 11cm                                                              |
| 68-760-106 | Klinge, Kreuz, selbsth., Winkelst., für alle Ustomed Knochenschrauben, Länge 27 mm |
| 68-760-102 | Standardklinge, selbsth., für alle Ustomed Schrauben, Länge: 60 mm                 |

**Pilotbohrer:**

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| 68-510-014 | Pilotbohrer, Ø 1,0 mm, 14 mm                                     |
| 68-512-014 | Pilotbohrer, Ø 1,2 mm, 14 mm                                     |
| 68-514-014 | Pilotbohrer, Ø 1,4 mm, 14 mm inkl. Laserung der Tiefenmarkierung |

**Micro-Schrauben (10 Stk. pro Packung):**

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 68-112-006 | Micro-Schrauben, Kreuz, Ø 1,2 mm, 6 mm              |
| 68-112-008 | Micro-Schrauben, Kreuz, Ø 1,2 mm, 8 mm              |
| 68-112-011 | Micro-Schrauben, Kreuz, Ø 1,2 mm, 11 mm             |
| 68-112-013 | Micro-Schrauben, Kreuz, Ø 1,2 mm, 13 mm             |
| 68-114-006 | Micro-Schrauben, Kreuz, Ø 1,4 mm, 6 mm              |
| 68-114-008 | Micro-Schrauben, Kreuz, Ø 1,4 mm, 8 mm              |
| 68-114-011 | Micro-Schrauben, Kreuz, Ø 1,4 mm, 11 mm             |
| 68-114-013 | Micro-Schrauben, Kreuz, Ø 1,4 mm, 13 mm             |
| 68-115-004 | Membran-Schraube Ø 1,5 x 4 mm, selbstbohrend, Titan |
| 68-115-005 | GSS Stabilisierungs-Schraube Ø 3,5mm x L 5mm, Titan |

**68-780-010**

Bone-Fixation-Set,  
Implantat-Stahl

**INHALT:**

- |              |                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 68-720-002   | Aufbewahrungs-Behälter für Micro-Schrauben, Ø 1,0/1,2/1,4/1,6 mm            |
| 68-740-002   | Schraubendreher, 11 cm                                                      |
| 68-760-102   | Standardklinge, selbsth., für alle Ustomed Schrauben, Länge: 60 mm          |
| 68-508-014   | Pilotbohrer, Ø 0,8 mm, 14mm inkl. Laserung der Tiefenmarkierung             |
| 68-110-011 S | Micro-Schrauben, Kreuz, Ø 1,0 mm, 11 mm, Implantat-Stahl-Legierung, 10 Stk. |

**PASSENDE ARTIKEL:****Zubehör:**

- |            |                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 68-720-002 | Aufbewahrungs-Behälter für Micro-Schrauben, Ø 1,0/1,2/1,4/1,6 mm             |
| 68-740-002 | Schraubendreher, 11 cm                                                       |
| 68-760-106 | Klinge, Kreuz, selbsth., Winkelst., für Ø 1,0/1,2/1,4/1,6mm Schrauben, 27 mm |
| 68-760-102 | Standardklinge, selbsth., für alle Ustomed Schrauben, Länge: 60mm            |

**Pilotbohrer:**

- |            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| 68-508-014 | Pilotbohrer, Ø 0,8 mm, 14 mm inkl. Laserung der Tiefenmarkierung |
| 68-510-014 | Pilotbohrer, Ø 1,0 mm, 14 mm                                     |

**Micro-Schrauben (10 Stk. pro Packung):**

- |              |                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| 68-110-008 S | Micro-Schrauben, Kreuz, Ø 1,0 mm, 8 mm, Implantat-Stahl-Legierung  |
| 68-110-011 S | Micro-Schrauben, Kreuz, Ø 1,0 mm, 11 mm, Implantat-Stahl-Legierung |
| 68-110-013 S | Micro-Schrauben, Kreuz, Ø 1,0 mm, 13 mm, Implantat-Stahl-Legierung |



## BOX FÜR MICRO-SCHRAUBEN UND ZUBEHÖR

- Ausgeklügeltes, funktionelles und übersichtliches Design
- Integriertes und herausnehmbares Mess-Lineal für die exakte Bestimmung der Schraubenlänge, sowie für die Abmessung des Augmentats
- Material-Neuentwicklung aus der Luft- und Raumfahrt – thermostabil
- Alle Teile eignen sich sowohl für die maschinelle Aufbereitung im Thermodesinfektor, als auch für alle gängigen Sterilisationsverfahren. Sie entsprechen somit den neuesten RKI-Richtlinien
- Lagerungsmöglichkeit für alle Schraubendurchmesser (1,00 mm bis 1,60 mm)

## SCHRAUBENZIEHER

- Optimale Grifflänge – deshalb für alle Handgrößen geeignet
- Der sehr komfortable Griff garantiert ein ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten
- Selbstspannende Aufnahme-Klinge

## INNOVATIVE GEOMETRIE DER MICRO-SCHRAUBEN

- Präzise-gefräster Kreuzschlitz-Schraubenkopf
- Selbstspannende Aufnahme-Klinge
- Alle Schraubendurchmesser können mit der gleichen Klinge aufgenommen werden
- Schnelle und einfache Aufnahme der selbsthaltenden Schrauben
- Beste Haftung zwischen Klinge und Schraubenkopf, kein Ausleiern
- Wesentlich leichtere Entfernung von Geweberückständen aus dem Kreuzschlitz (im Vergleich zum Innenvierkant)



Foto: Dr. Jan Kielhorn



Foto: Dr. Stephan Beer, MSc.

## MIKROSCHRAUBEN AUS TITAN

- Durchmesser: 1,2 mm / 1,4 mm
- Länge: 6 mm / 8 mm / 11 mm / 13 mm



## MIKROSCHRAUBEN AUS NEUARTIGER IMPLANTATSTAHL-LLEGIERUNG

- Durchmesser: 1,0 mm
- Länge: 8 mm / 11 mm / 13 mm
- Bestens geeignet für sehr kleine Knochenfragmente und 3D-Augmentationen
- Keine Osseointegration, aufgrund der speziellen Legierung. Daher auch eine geringere Bruchgefahr beim Entfernen der Schraube, als bei herkömmlichen Titanschrauben.




Foto: Jan Kielhorn



Foto: Jan Kielhorn




Foto: Dr. Stephan Beuer, M. Sc.




Foto: Dr. Stephan Beuer, M. Sc.



Foto: Dr. Stephan Beuer, M. Sc.



Foto: Dr. Stephan Beuer, M. Sc.



## T-FIX MEMBRANSCHRAUBEN

- Konisches Gewinde
- Länge: 4 mm
- Selbstschneidend, selbstbohrend, daher kein Vorbohren
- Perfekt bei hartem, kortikalen Knochen
- Für dickere und titanverstärkte Membranen



Ø 1,5 mm, 10 Stk. /Pck.



68-115-004



Fotos: MUDr. MDDr. Ph.D. Jiří Blahák

## GSS STABILISIERUNGS-SCHRAUBE

- Für Carrot-Technik
- Konisches Gewinde
- Länge: 5 mm
- Selbstschneidend, selbstbohrend, daher kein Vorbohren
- Perfekt bei hartem, kortikalen Knochen



Ø 3,5 mm, 10 Stk. /Pck.



68-115-005

# UMBRELLA-TECHNIQUE BY DR. DR. SCHLEE



## IMPLANTATSTAHL-LEGIERUNG

- Durchmesser: 1,2 mm
- Länge: 8 mm / 11 mm / 13 mm
- Schraubenkopf: 5 mm Durchmesser
- Keine Osseointegration



**--014**

SCHLEE, Umbrella®-  
Technique-Set Ø 1,2,  
bestehend aus:

**INHALT:**

- 68-720-010 Aufbewahrungs-Behälter für Umbrella®-Technique, für Ø 1,2 mm Schraube  
 68-740-002 Schraubendreher, 11 cm  
 68-760-102 Klinge, Kreuz, selbsthaltend, für Ø 1,0/1,2/1,4/1,6mm Schrauben, 60 mm  
 68-510-014 Pilotbohrer, Ø 1,0 mm, 14 mm  
 \* 6x Umbrella® Schrauben, je 2x 8 mm, 11 mm und 13 mm

**Umbrella Screw (individuell verpackt)**


- 68-112-208 S SCHLEE, Umbrella® Schrauben, Kreuz, Stahl, Ø 1,2 mm, 8 mm  
 68-112-211 S SCHLEE, Umbrella® Schrauben, Kreuz, Stahl, Ø 1,2 mm, 11 mm  
 68-112-213 S SCHLEE, Umbrella® Schrauben, Kreuz, Stahl, Ø 1,2 mm, 13 mm

**Zubehör:**

- 68-720-002 Aufbewahrungs-Behälter für Micro-Schrauben, Ø 1,0/1,2/1,4/1,6 mm  
 68-740-002 Schraubendreher, 11cm  
 68-760-106 Klinge, Kreuz, selbsth., Winkelst., für Ø 1,0/1,2/1,4/1,6 mm Schrauben, 27 mm




# BONE FIXATION SET



## 68-780-000A


USTOMED Bone Fixation-Set  
ALL IN

für Knochenblöcke,  
Knochenplatten,  
Umbrella® Technique und  
Membranen



## INHALT:


- 68-780-000A
- 6 x Titan-Umbrella® Schrauben,
  - jew. 2 x 1,2 / 8/11/13mm
  - 10 x Titan-Schrauben, 1,2, 8mm
  - 10 x Stahl-Schrauben, 1,0, 11mm
  - 10 x Titan-Pins, 3mm
  - 10 x T-Fix Titan-schrauben
  - 1 x Hammer
  - 1 x Schraubendreher
  - 1 x Klinge zur Schraubenaufnahme
  - 1 x Pin Applikator
  - 1 x Vorbohrer: 0,8 mm
  - 1 x Vorbohrer: 1,0mm
  - 1 x Vorbohrer: 1,2mm
  - 1 x Waschsieb




**68-780-000T**

USTOMED Bone Fixation-Set  
TITAN

für Knochenblöcke,  
Knochenplatten  
und Membranen

**INHALT:**


|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>68-780-000T</b> | 10 x Titan-Schrauben 1,2 / 8mm   |
|                    | 10 x T-Fix Schrauben             |
|                    | 10 x Titan-Pins, 3mm             |
|                    | 1 x Hammer                       |
|                    | 1 x Schraubendreher              |
|                    | 1 x Klinge zur Schraubenaufnahme |
|                    | 1 x Pin Applikator               |
|                    | 2 x Vorbohrer: 1,0mm/1,2mm       |
|                    | 1 x Waschsieb                    |




**68-780-000S**

USTOMED Bone Fixation-Set  
STAHL

für Knochenblöcke,  
Knochenplatten  
und Membranen

**INHALT:**


- 68-780-000S
- 10 x Stahl-Schrauben 1,0 / 11mm
  - 10 x Titan-Pins, 3mm
  - 1 x Hammer
  - 1 x Schraubendreher
  - 1 x Klinge zur Schraubenaufnahme
  - 1 x Pin Applikator
  - 1 x Vorbohrer: 0,8mm
  - 1 x Waschsieb



## 68-780-000U


USTOMED Bone Fixation-Set  
UMBRELLA®

für Umbrella® Technique  
und Membranen



## INHALT:

- 68-780-000U**
- 10 x Titan-Schrauben 1,2 / 8mm
  - 10 x T-Fix Schrauben
  - 10 x Titan-Pins, 3mm
  - 1 x Hammer
  - 1 x Schraubendreher
  - 1 x Klinge zur Schraubenaufnahme
  - 1 x Pin Applikator
  - 2 x Vorbohrer: 1,0mm/1,2mm
  - 1 x Waschsieb




### 68-724-000

Augmentationsset Waschtray  
Grundset inkl. Einsätzen **ohne  
Zubehör.**

Grundset für folgende  
Artikelnummern:

68-780-000A / 68-780-000S /  
68-780-000T / 68-780-000U

Für alle die bereits eine Ustomed  
Knochenblocksetvariante und/  
oder Pinset besitzen und auf neue  
Kombiwaschtray switchen wollen!





# 73

## ORGANISATION UND AUFBEWAHRUNG





73-134-024

USTOMED, Bohrerstände,  
12 x Hand-, 12 x Winkelstück



73-200-003

Standgefäß, 50 mm Ø,  
130 mm hoch



73-251-250

Nierenschale, 250 x 140 x 40 mm

1/2

**INFO***Meist bestellt***73-290-025**Metall-Schälchen, 25 cc  
Ø 60 mm**INFO***Massive Bauweise,  
für sicheren Stand***73-295-000**

Anmischbecher

**73-292-050**Metall-Schälchen, 50 cc,  
graduirt Ø 55mm**73-294-125**

Metall-Schälchen, 125 cc

**73-294-050**

Metall-Schälchen, 50 cc Ø 75 mm

# 79

# REINIGUNG UND PFLEGE



79-140-050

Passivierungsbad,  
korrosionsentferner



79-130-040

Instrumenten Ölspray, 500 ml,  
biocompatibel, sterilisierfähig

# 80 ZAHNZANGEN, ENGLISCHER GRIFF





1/1

80-001-000 HP

Fig. 1, OK, Front, HP



1/1

80-002-000 HP

Fig. 2, OK, Front, HP



1/1

80-334-000 HP

Fig. 34, OK, Front, HP

**INFO**

Greift bis unter  
das Zahnfleisch,  
tiefgreifend



1/1

80-007-000 HP

Fig. 7, OK, Prämolaren, HP



1/1

**INFO**

Greift bis unter  
das Zahnfleisch,  
tiefgreifend

80-335-000 HP

Fig. 35, OK, Prämolaren, HP



**INFO**

Zacke zur Backe

1/1

**80-017-000 HP**

Fig. 17, OK, Molaren, rechts, HP



1/1

**80-018-000 HP**

Fig. 18, OK, Molaren, links, HP



1/1

80-067-000 HP

Fig. 67, OK, 8-er, HP



1/1

80-067-001 HP

Fig. 67A, OK, 8-er, HP



1/1

**80-051-000 HP**

Fig. 51, OK, Wurzelzangen, HP



1/1

**80-051-001 HP**

Fig. 51A, OK, Wurzelzangen, HP



1/1

**80-051-012 HP**

Fig. 51L, OK, Wurzelzangen, HP

## WITZEL



### INFO

Der 45° Winkel ermöglicht die Nutzung im Ober- und Unterkiefer.

1/1

80-355-000

feine Wurzelzange für OK und UK



1/1

80-397-000 HP

Fig. 97, OK, Wurzeln, HP

**INFO**

für feinste  
Wurzelspitzenreste

**STIEGLITZ**

1/1

**80-555-000**


feine Wurzelzange f. OK  
u. UK, diamantiert



1/1

**17-717-135**

Splitterz., gebogen,  
diamantiert




1/1

**80-597-000**

Fig. 97, OK, Wurzeln,  
diamantiert

**INFO**

Greift bis unter das  
Zahnfleisch, tiefgreifend



1/1



1/1



1/1

**80-013-000 HP**

Fig. 13, UK, Prämolaren,  
HP

**80-013-001 HP**

Fig. 13A, UK, Front,  
HP

**80-336-000 HP**

Fig. 36, UK, Prämolaren,  
HP



80-022-000 HP


Fig. 22, UK, Molaren,  
HP

80-022-019

Fig. 22S, UK, Molaren,  
Kind.

80-086-001

Fig. 86A, (Kuhhorn)  
UK, Molaren



80-079-000 HP

Fig. 79, UK, 8-er, HP



80-079-001 HP

Fig. 79A, UK, 8-er, HP



80-300-000

Spezialzahnzange, OK,  
8-er



80-346-012 HP

Fig. 46L, UK,  
Wurzeln, HP

80-033-000 HP

Fig. 33, UK,  
Wurzeln, HP

80-033-001 HP

Fig. 33A, UK,  
Wurzeln, HP

80-033-012 HP

Fig. 33L, UK,  
Wurzeln, HP

## STIEGLITZ



1/1

**17-717-135**

Splitterz., gebogen,  
diamantiert



1/1

**80-546-012**

Fig. 46L, UK, Wurzeln,  
diamantiert



1/1


**80-555-000**

feine Wurzelzange  
f. OK u. UK, diamantiert




**80-860-000**

Kinderzahnzange,  
OK, Front



**80-861-000**

Kinderzahnzange,  
OK, Prämolaren



**80-865-000**

Kinderzahnzange,  
OK, Molaren



**80-863-000**

Kinderzahnzange,  
OK, Wurzeln



**80-867-000**

Kinderzahnzange,  
UK, Front



**80-869-000**

Kinderzahnzange,  
UK, Molaren

**80-860-006**

Kinderzangenset  
Lachende Augen  
Bestehend aus allen  
6 abgebildeten Modellen

**80-000-010**

ZAHNZANGEN BASIC SET  
bestehend aus:



**80-002-000HP**  
OK, Front




**80-007-000HP**  
OK, Prämolare




**80-017-000HP**  
OK, Molare



**80-018-000HP**  
OK, Molare



**80-067-000HP**  
8er



**80-051-000HP**  
OK, Wurzeln



**80-013-001HP**  
OK, Front/  
Prämolare



**80-022-000HP**  
OK, Molare



**80-079-001HP**  
UK 8er



**80-346-012HP**  
UK, Wurzeln

81

# ZAHNZANGEN, PASSFORMGRIFF





1/1

**81-002-000 HP**

Fig. 2, OK, Front, HP



1/1

### INFO

Greift bis unter  
das Zahnfleisch,  
tiefgreifend

**81-334-000 HP**

Fig. 34, OK, Front, HP  
tiefgreifend



81-007-000 HP

Fig. 7, OK, Prämolaren, HP

**INFO**

Greift bis unter  
das Zahnfleisch,  
tiefgreifend

81-335-000 HP

Fig. 35, OK, Prämolaren, HP  
tiefgreifend



81-017-000 HP

Fig. 17, OK, Molaren, re., HP



81-018-000 HP

Fig. 18, OK, Molaren, li., HP



1/1

**81-067-000 HP**


Fig. 67, OK, 8-er, HP



1/1

**81-051-000 HP**

Fig. 51, OK, Wurzeln, HP



1/1

**81-051-001 HP**

Fig. 51A, OK, Wurzeln, HP



81-013-001 HP

Fig. 13A, UK, Front, HP



81-013-000 HP

Fig. 13, UK, Front, HP




81-336-000 HP

Fig. 36, UK, Prämolaren, HP,  
tiefgreifend

## INFO

Greift bis unter  
das Zahnfleisch,  
tiefgreifend

Zahnzangen Set



1/1

81-022-000 HP

Fig. 22, UK, Molaren, HP



1/1

81-086-001

Fig. 86A, (Kuhhorn) UK, Mol.



1/1

81-079-000 HP

Fig. 79, UK, 8-er, HP

82

ZAHNZANGEN  
SERIE  
BLACK SPINE  
PASSFORMGRIFF  
SCHWARZ





1/1

**82-002-000HP**

Zahnzange, OK front,  
Figur 2

Haftprofil, Beschriftung  
DLC schwarz



1/1

**82-007-000HP**

Zahnzange OK  
Prämolaren Figur 7

Haftprofil, Beschriftung  
DLC schwarz



1/1

**82-013-001HP**

Zahnzange UK Front  
Figur 13A

Haftprofil, Beschriftung  
DLC schwarz



1/1

### 82-017-000HP

Zahnzange OK Molaren  
rechts, Figur 17  
Haftprofil, Beschriftung  
DLC schwarz



1/1

### 82-018-000HP

Zahnzange OK Molaren  
links, Figur 18  
Haftprofil, Beschriftung  
DLC schwarz



1/1

### 82-022-000HP

Zahnzange UK Molaren  
Figur 22  
Haftprofil, Beschriftung  
DLC schwarz



1/1

**82-067-000HP**

Zahnzange OK 8-er  
Figur 67

Haftprofil, Beschriftung  
DLC schwarz



1/1

**82-079-000HP**

Zahnzange UK 8-er  
Figur 79

Haftprofil, Beschriftung  
DLC schwarz



1/1

### 82-051-000HP

Zahnzange, OK wurzeln,  
Figur 2  
Haftprofil, Beschriftung  
DLC schwarz



1/1

### 82-346-012HP

Zahnzange UK Wurzel  
Fig 46L  
Haftprofil, Beschriftung  
DLC schwarz

**82-000-010**

ZAHNZANGEN SET  
BLACK SPINE

Haftprofil, Beschichtung DLC schwarz  
bestehend aus 10 Zangen



**82-002-000HP**  
OK Front



**82-007-000HP**  
OK Prämolaren



**82-017-000HP**  
OK Molaren rechts



**82-018-000HP**  
OK Molaren links



**82-067-000HP**  
OK 8-er



**82-051-000HP**  
OK Wurzeln



**82-013-001HP**  
UK Front



**82-022-000HP**  
UK Molaren



**82-079-000HP**  
UK 8-er



**82-346-012HP**  
UK Wurzel

# 83 WURZELHEBER UND LUXATOREN



## BEIN



1/1

83-100-002

gerade, 2 mm



1/1

83-100-003

gerade, 3 mm



1/1

83-100-004

gerade, 4 mm



1/1

83-100-005

gerade, 5 mm

## BEIN



83-154-004

gezahnt, 4 mm

1/1



1/1

83-111-025

rückw. gebogen,  
2,5 mm

1/1

83-111-035

rückw. gebogen,  
3,5 mm

1/1

83-111-045

rückw. gebogen,  
4,5 mm

1/1

83-117-035

bajonettf.,  
3,5 mm

## USTO-LUX



1/1

**83-120-003**flach, gerade,  
3 mm**83-120-002**flach, gerade,  
2 mm

1/1

**83-120-004**flach, gerade,  
4 mm

1/1

**83-120-005**flach, gerade,  
5 mm

## USTO-LUX



1/1

**83-121-003**

flach, gebogen,  
3 mm

flach, gebogen,  
2 mm

**83-121-002**

flat, straight,  
2 mm



1/1

**83-121-004**

flach, gebogen,  
4 mm



1/1

**83-121-005**

flach, gebogen,  
5 mm

## Stab-Luxatoren Serie X-TRACTION



1/1



1/1



1/1



1/1

**83-130-002**

2 mm, gerade

**83-130-003**

3 mm, gerade

**83-130-004**

4 mm, gerade

**83-130-104**4 mm, gerade  
Pfeilspitze „Bernard“**83-131-002**

2 mm, gebogen

**83-131-002**

3 mm, gebogen

**83-131-004**

4 mm, gebogen

**83-131-104**

4 mm, gebogen

**83-130-144**

Stab-Luxatoren Set X-Traction gerade

**INHALT:**

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 83-130-144 | 83-130-002            |
|            | 83-130-003            |
|            | 83-130-004            |
|            | 83-130-104            |
|            | inkl. Lagerungsrahmen |

**83-131-144**

Stab-Luxatoren Set X-Traction gebogen

**INHALT:**

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 83-131-144 | 83-131-002            |
|            | 83-131-003            |
|            | 83-131-004            |
|            | 83-131-104            |
|            | inkl. Lagerungsrahmen |

## FLOHR

## CRYER



1/1



1/1



1/1



1/1

83-151-003

abgewinkelt,  
Fig. 3

83-151-004

abgewinkelt,  
Fig. 4

83-151-007

abgewinkelt,  
Fig. 7

83-151-008

abgewinkelt,  
Fig. 8

## HEIDBRINK



1/1

83-231-009

abgewinkelt,  
Fig. 9



1/1

83-230-008

gerade,  
Fig. 8



1/1

83-231-010

abgewinkelt,  
Fig. 10

## FLOHR



1/1

83-427-001

abgewinkelt, Fig. 1



1/1

83-427-002

abgewinkelt, Fig. 2

## CRYER



1/1

83-445-028

abgewinkelt, Fig. 28



1/1

83-445-027

abgewinkelt, Fig. 27

## WINTER



83-741-006

Fig. 12 R, Quergriff

## BARRY



83-761-321

Fig. 321, Quergriff



83-741-005

Fig. 12 L, Quergriff



83-761-320

Fig. 320, Quergriff

## MOD. WIEN

**83-783-002**Drehmeißel, 2 mm,  
bajonettf.**83-783-003**Drehmeißel, 3 mm,  
bajonettf.**83-783-004**Drehmeißel, 4 mm,  
bajonettf.

## HEIDBRINK

## INFO

Wurzelspitzenreste mit  
Heidbrink lösen und dann  
mit Stieglitz entfernen.



1/1



1/1



1/1

## STIEGLITZ



1/1


**83-871-001**Wurzelspitzen-  
heber, Fig. 1**83-871-002**Wurzelspitzen-  
heber, Fig. 2**83-871-003**Wurzelspitzen-  
heber, Fig. 3**17-717-135**Splitterz., gebogen  
diamantiert**83-871-001PO**Fig. 1,  
doppelendig  
Peek Griff  
schwarz  
Serie Black Spine**83-871-002PO**Fig. 2,  
doppelendig  
Peek Griff  
schwarz  
Serie Black Spine**83-871-003PO**Fig. 3,  
doppelendig  
Peek Griff  
schwarz  
Serie Black Spine



1/1

**83-904-000**gerade, Fig. 0,  
Hohlgriff

1/1

**83-905-002**abgewinkelt, Fig. 2,  
Hohlgriff

1/1

**83-899-002**abgewinkelt, Fig. 2,  
achteckiger Griff

1/1

**83-905-001**abgewinkelt, Fig. 1,  
Hohlgriff

1/1

**83-899-001**abgewinkelt, Fig. 1,  
achteckiger Griff

1/1


**83-898-000**gerade, Fig. 0,  
achteckiger Griff

# 84 MUNDSPIEGEL UND ANÄSTHESIE



**INFO**

NICHT geeignet für Thermo-  
desinfektor




84-100-018

Ringgriff

1/1

**INFO**

Geeignet für Thermodesinfektor




84-060-018

Ringgriff, kompakt,  
rostfrei, PREMIUM

1/1

**INFO**

NICHT geeignet für Thermo-  
desinfektor – nur Handreinigung



84-080-018

Ringgriff, kompakt

1/1

## PAROJECT (RØNVIG)



### INFO

Geeignet für Thermodesinfektor



84-149-000

PAROJECT, Druckspritze z. intralig. Anästh.

84-161-001

Spülkanüle,  
Ø 2,0 mm, Luer-Lock



1/1



1/1



1/1



1/1



1/1

**84-218-000**Original  
Paßform,  
hohl, Stahl**84-220-000**rund, massiv,  
Stahl**84-225-000P0**

Peek Griff, schwarz

**84-225-000P7**Peek Griff, pink  
Serie Pink Spine**84-224-000**hohl, rostfrei,  
Stahl**86-080-000**Sonden-/Spiegelgriff,  
allein, Paßformgriff,  
Stahl

**INFO**

immer 12 Stück  
pro Packung

**3**  
20 mm

**4**  
22 mm

**5**  
24 mm

|                                           |            |            |
|-------------------------------------------|------------|------------|
| plan                                      | 84-253-004 | 84-253-005 |
| hohe Reflexion (ca. 20% heller)           | 84-265-004 | 84-265-005 |
| plan, Rhodium<br>(keine doppelten Bilder) | 84-273-003 | 84-273-005 |

**INFO**

User's choice

**INFO**

Im Vergleich zu konventionellen Mundspiegeln, haben die Rhodiumspiegel eine reflektierende Metallbeschichtung auf der Oberfläche, die eine scharfe und flimmer-freie Sicht ermöglicht (ohne Doppelbilder oder Unschärfen im Randbereich).

84-224-004

Mundspiegel, plan, Rhodium,  
Größe 4, 22mm  
fest montiert

WSR Spiegel Ansatz  
(ohne Griff)

**INFO**

verwendbar mit  
Standard-Spiegelgriffen



1/1

**84-285-003P0**

plan, Rhodium,  
Ø 3 mm,  
Peek Griff schwarz  
Serie: Black Spine



1/1

**84-285-005P0**

plan, Rhodium,  
Ø 5 mm,  
Peek Griff schwarz  
Serie: Black Spine



11/1

**84-285-062P0**

plan, Rhodium,  
6 x 3 mm,  
Peek Griff schwarz  
Serie: Black Spine

**84-285-103**

3 mm  
nur Spiegelansatz

**84-285-162**

6 x 3 mm  
nur Spiegelansatz

**84-285-105**

5 mm  
nur Spiegelansatz



1/2

**84-295-170**

Spiegel z. intraoralen  
Fotografie, bukkal



1/2

**84-292-210**

Spiegel z. intraoralen  
Fotografie, lingual



**84-296-300**

Spiegel z. intraoralen Fotografie,  
3 Stk. (Vorteil ca. 10%)



1/1

**84-290-225**

Spiegel z. intraoralen  
Fotografie, okklus.

# 85

## HANDINSTRUMENTE PARODONTIE



## CUMINE



**85-071-001**

Fig. 1



**85-071-002**

Fig. 2



**85-071-003**

Fig. 3



**85-197-000**

RHEINWALD-Häkchen  
Stahlgriff, rund

**85-197-000P0**

Peek Griff schwarz  
Serie Black Spine

## WHITE

**85-321-017**Fig. 17,  
doppelendig,  
1,8 + 1,8 mm**85-321-018**Fig. 18,  
doppelendig,  
2,1 + 2,1 mm**85-321-017P0**Fig. 17,  
doppelendig,  
1,8 + 1,8 mm,  
Peek Griff**85-321-018P0**Fig. 18,  
doppelendig,  
2,1 + 2,1 mm,  
Peek Griff**85-327-128**Fig. 127/128,  
doppelendig,  
1,8 + 1,8 mm**85-327-130**Fig. 129/130,  
doppelendig,  
1,5 + 1,5 mm**85-327-128P0**Fig. 127/128,  
doppelendig,  
1,8 + 1,8 mm,  
Peek Griff**85-327-130P0**Fig. 129/130,  
doppelendig,  
2,5 + 2,5 mm,  
Peek Griff**85-321-005**Fig. 5, doppelendig,  
1,6 + 1,6 mm**85-321-005P0**Fig. 17, doppelendig,  
1,6 + 1,6 mm, Peek Griff**85-327-126**Fig. 125/126, doppelendig,  
2,5 + 2,5 mm**85-327-126P0**Fig. 127/128, doppelendig,  
2,5 + 2,5 mm, Peek Griff

UNIVERSITY  
NORTH  
CAROLINA



1/1



1/1



1/1



1/1

**85-691-015**

CP15, mm  
Skalierung 1 - 15mm  
Rundgriff glatt, Stahl

**85-691-015P0**

CP15, mm  
Skalierung 1 - 15mm  
Peek Griff schwarz  
Serie: Black Spine

**85-691-115P0T3**

CP15 Sonde mm  
skaliert und  
zahnärztl. Sonde  
Fig.1  
Peek Griff schwarz  
Serie: Black Spine

**85-695-012P0**

CP12 - 3-6-9-12  
Peek Griff schwarz  
Serie: Black Spine

**85-695-012**

CP12, Farbmar-  
kierung, 3-6-9-12  
Rundgriff glatt, Stahl

**85-697-000**

PSI/WHO,  
Farbmarkierung  
Rundgriff glatt, Stahl

**85-697-000P0**

WHO/PSI  
Peek Griff schwarz  
Serie: Black Spine

## NABERS

**85-691-012**

Q2N,  
Furkationssonde,  
farbmarkiert,  
3-6-9-12

**85-699-012**

CP12, modif.,  
mit Kugel,  
0,5-3,5-6,5-9,5-12,5

**85-695-011**



CP11,  
Farbmarkierung,  
3-6-8-11

**85-693-010**

CP10,  
Farbmarkierung

**INFO**Extra lang scharf, durch  
DCL Beschichtung**INFO**

User's choice

**85-745-023**M 23,  
doppelendig  
Stahlgriff**85-757-204**204 SD,  
doppelendig  
Stahlgriff**85-729-204P5**204 S  
Griff PEEK grau**85-735-023P5**T2/T3,  
Peek Griff, grau  
Serie: Grey Spine**85-749-067**H6/H7, leicht  
abgewinkelt**85-741-023**CI 2/3,  
doppelendig**85-741-023P5**CI 2/3,  
Peek Griff, grau  
Serie: Grey Spine**85-755-204P5**204 S, doppelendig  
Peek Griff grau, Serie: Grey Spine**85-755-204**204 S, doppelendig  
Stahlgriff

## GRACEY

**85-781-056POT3**

Kürette, 5/6, Peek Griff

**85-779-056P7T3**Kürette, 5/6, Peek Griff  
rosa, DLC beschichtet  
schwarz**85-781-078POT2**

Kürette, 7/8, Peek Griff

**85-779-078P7T2**Kürette, 7/8, Peek Griff  
rosa, DLC beschichtet**85-781-112POT4**


Kürette, 11/12, Peek Griff

**85-779-112P7T4**Kürette, 11/12, Peek Griff  
rosa, DLC beschichtet**85-781-134POT1**

Kürette, 13/14, Peek Griff

**85-779-134P7T1**Kürette, 13/14, Peek Griff  
rosa, DLC beschichtet


## GRACEY (EINSEITIG SCHARF)

**85-781-034**3/4, doppelendig,  
Stahlgriff**85-781-056**

5/6, doppelendig

**85-781-056 POT3**5/6, doppelendig,  
Peek Griff**85-781-078**

7/8, doppelendig

**85-781-078POT2**7/8, doppelendig,  
Peek Griff**85-781-012**

1/2, doppelendig

**85-781-091**

9/10, doppelendig

**85-781-112**

11/12, doppelendig

**85-781-112 POT4**11/12, doppelendig,  
Peek Griff**85-781-134**

13/14, doppelendig

**85-781-134POT1**13/14, doppelendig,  
Peek Griff

COLUMBIA  
UNIVERSAL**85-787-004**4L/4R, doppelendig,  
universal StahlgriffM 23A  
UNIVERSAL**85-791-023P9T0**Kürette M23A,  
universal  
Peek Griff orange  
Serie: Orange Spine

## LANGER TITAN

**INFO***Arbeitsenden aus  
Titan zur Anwendung  
an Implantaten***85-795-056P9T0**Kürette, 5/6, Titan, universal  
doppelendig, beidseitig  
scharf, Peek Griff orange  
Arbeitsenden blau  
Serie: Orange Spine

## UNIVERSAL SCALER



**85-719-067P5**

Scaler, H6/H7,  
Peek Griff orange  
Serie: Grey Spine

**85-755-204P5**

Scaler, 204 S,  
Peek Griff grau

### Küretten Set basic



**91-321-006**

PA Set Gracey:  
85-781-056P0T3, Fig. 5/6  
85-781-078P0T2, Fig. 7/8  
85-781-112P0T4, Fig. 11/12  
85-781-134P0T1, Fig. 13/14  
85-719-067P5, Scaler grob H6/H7  
85-755-204P5, Scaler fein 204S  
Inkl. Lagerungsrahmen

**INFO**

*Durch Beschichtung  
deutlich länger scharf als  
herkömmliche Küretten*

**91-321-005**

PA Set Gracey Advanced (mit Beschriftung)

Das Set besteht aus folgenden Teilen:

85-779-056P7T3

Kürette, 5/6, Peek Griff rosa,  
DLC beschichtet schwarz

85-779-078P7T2

Kürette, 7/8, Peek Griff rosa,  
DLC beschichtet schwarz

85-779-112P7T4

Kürette, 11/12, Peek Griff rosa,  
DLC beschichtet schwarz

85-779-134P7T1

Kürette, 13/14, Peek Griff rosa,  
DLC beschichtet schwarz

85-729-204P5

Scaler 204S  
Peek Griff, DLC Beschichtung,  
extra lange scharf

## ZUCCHELLI

## INFO

schwarz beschichtete  
Spitzen, ermöglichen  
bessere Sichtbarkeit  
unter dem Zahnfleisch



1/1

85-814-175POT3



Papillenheber,  
atraumatisch,  
Mod. W., Peek Griff



1/1


85-812-000POT3

Papillenheber, 17 cm,  
Peek Griff

1/1

85-812-175

Papillenheber,  
atraumatisch, Mod. W.



## 85-816-175

Raspatorium fein  
mit Speerspitze  
für die Implantologie  
17,5 cm Stahlgriff

## 85-816-175P0T3


Raspatorium fein  
mit Speerspitze  
für die Implantologie  
Peek Griff, schwarz  
Serie: Black Spine

## 85-808-175P0T3

PAR Dissektor,  
Mod. W.,  
Peek Griff, schwarz  
Serie: Black Spine

## 27-725-180P0T3

Raspatorium „The  
Blade Whisperer“  
doppelendig, gebogen,  
17,5 cm Arbeitsenden  
extra fein 2,5 mm  
Serie: Black Spine

**85-816-170POT3**

Mod. B., 17 cm,  
Sperspitze,  
Peek Griff, schwarz  
Serie: Black Spine

**85-818-001POT3**

Tunnelierungsmesser,  
micro, gebogen,  
Peek Griff, schwarz  
Serie: Black Spine

**85-818-002POT3**

Tunnelierungsmesser,  
gebogen,  
Peek Griff, schwarz  
Serie: Black Spine

**85-818-175 POT3**

Tunnelierungsmesser,  
gebogen,  
Peek Griff, schwarz  
Serie: Black Spine

## ORBAN

**85-831-012P0T3**

Tunnelierungsmesser,  
19 cm, anterior,  
Peek Griff  
Serie: Black Spine

## KIRKLAND

**85-825-156P0T3**

Gingivektomie-Messer, doppelendig,  
Peek Griff  
Serie: Black Spine

# 86 HANDINSTRUMENTE






1/1

**86-153-001**

Zahnsonde, Fig. 1, einendig, Rundgriff

**86-153-001P0**

Fig. 1, einendig, Rundgriff, Peek Griff



1/1

**86-153-017**

Häkchensonde, Fig. 17, einendig, Rundgriff



1/1

**86-153-044**

Kuhhornsonde, Fig. 44, einendig, Rundgriff



1/1

**86-157-001**

Zahnsonde, Fig. 1, extra feine Spitze



1/1

**86-157-017**

Häkchensonde, Fig. 17, extra feine Spitze



1/1

**86-157-044**

Kuhhornsonde, Fig. 44, extra feine Spitze

**INFO**

Bei der Griffserie „Black Spine“ wird das besondere Material PEEK (Polyetheretherketon) verwendet.

Es handelt sich um ein hochwertiges Thermoplast, welches bekannt ist für seine außergewöhnlichen mechanischen, thermischen und chemischen Eigenschaften. Es wird in empfindlichsten Operationen des Körpers eingesetzt, zum Beispiel bei Wirbelsäulenimplantaten. Spine ist das englische Wort für Wirbelsäule und deshalb namensgeber für diese aussergewöhnliche Instrumentenserie.

Warum PEEK?

- + Biokompatibel und optimal für den Einsatz im und am Körper
- + Hitzebeständig, säurefest und röntgenneutral
- + Abriebsicher und rostfrei

**86-153-001P0**

Zahnsonde, Fig. 1  
Griff PEEK schwarz,  
Serie USTOMED  
BLACK SPINE



**86-213-002**

Furkationssonde,  
doppelendig,  
verrundete Sp.



**86-223-003**

Zahnsonde,  
Fig. 3,  
doppelendig



**86-211-002**

Zahnsonde,  
doppelendig,  
extra feine Spitzen



1/1

### 86-350-002

Zementspatel, Fig. 2,  
doppelendig



1/1

### 86-350-002P0

Zementspatel, Fig. 2,  
doppelendig, extra lang  
Griff PEEK schwarz,  
Serie USTOMED BLACK SPINE

## Kugelstopfer

|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Ø 1,0 mm</p> <p>Ø 1,2 mm 1/1</p>                                                                                      | <p>Ø 1,3 mm</p> <p>1/1</p> <p>Ø 1,6 mm</p>                                                                           | <p>Ø 1,9 mm</p> <p>1/1</p> <p>Ø 2,2 mm</p>                                                                           | <p>Ø 2,5 mm</p> <p>1/1</p> <p>Ø 3,0 mm</p>                                                                           | <p>Ø 3,5 mm</p> <p>1/1</p> <p>Ø 4,5 mm</p>                                                                           |
| <p><b>86-521-001</b><br/>Fig. 1<br/>Stahlgriff</p>                                                                       | <p><b>86-521-002</b><br/><b>86-521-002 P0</b><br/>Fig. 2</p>                                                         | <p><b>86-521-003</b><br/><b>86-521-003P0</b><br/>Fig. 3</p>                                                          | <p><b>86-521-004</b><br/>Fig. 4</p>                                                                                  | <p><b>86-521-005</b><br/>Fig. 5</p>                                                                                  |
| <p>Ø 1,0 mm</p> <p>Ø 1,2 mm 1/1</p>                                                                                      | <p>Ø 1,3 mm</p> <p>Ø 1,4 mm</p>                                                                                      | <p>Ø 1,3 mm</p> <p>Ø 2,2 mm</p>                                                                                      | <p>Ø 1,3 mm</p> <p>Ø 3,0 mm</p>                                                                                      | <p>Ø 1,3 mm</p> <p>Ø 4,5 mm</p>                                                                                      |
| <p><b>86-521-001P0</b><br/>Fig. 1,<br/>doppelendig<br/>Griff PEEK<br/>schwarz,<br/>Serie<br/>USTOMED<br/>BLACK SPINE</p> | <p><b>86-521-002P0</b><br/>Fig. 2,<br/>doppelendig<br/>Griff PEEK<br/>schwarz, Serie<br/>USTOMED<br/>BLACK SPINE</p> | <p><b>86-521-003P0</b><br/>Fig. 3,<br/>doppelendig<br/>Griff PEEK<br/>schwarz, Serie<br/>USTOMED<br/>BLACK SPINE</p> | <p><b>86-521-004P0</b><br/>Fig. 4,<br/>doppelendig<br/>Griff PEEK<br/>schwarz, Serie<br/>USTOMED<br/>BLACK SPINE</p> | <p><b>86-521-005P0</b><br/>Fig. 5,<br/>doppelendig<br/>Griff PEEK<br/>schwarz, Serie<br/>USTOMED<br/>BLACK SPINE</p> |

**INFO**

Warum PEEK?

- + Biokompatibel und optimal für der Einsatz im und am Körper
- + Hitzebeständig, säurefest und röntgenneutral
- + Abriebsicher und rostfrei

## HEIDEMANN

flexibel und halbscharf

B 2,0 mm  
Stärke 0,55mm

B 2,0 mm

2,0mm

1/1

**86-721-001P0**

flexibel, Fig. 1, Peek Griff

**86-721-001**flexibel, Fig. 1, Rundgriff,  
Griff StahlB 2,5 mm  
Stärke 0,55mm

B 2,5 mm

1/1

**86-721-002P0**

flexibel, Fig. 2, Peek Griff

**86-721-002**flexibel, Fig. 2, Rundgriff,  
Griff StahlB 3,0 mm  
Stärke 0,55mm

B 3,0 mm

1/1

**86-721-003P0**

flexibel, Fig. 3, Peek Griff

**86-721-003**flexibel, Fig. 3, Rundgriff,  
Griff Stahl

**INFO**

Warum PEEK?

- + Biokompatibel und optimal für den Einsatz im und am Körper
- + Hitzebeständig, säurefest und röntgenneutral
- + Abriebsicher und rostfrei

## Spatel

B 1,8 mm  
Stärke 0,4 mm



1/1

B 2,2 mm  
Stärke 0,4 mm



1/1

B 2,0 mm  
Stärke 0,5 mm



1/1

B 2,5 mm  
Stärke 0,5 mm



1/1

**86-551-000P0**

Fig. 0, Spatel starr,  
Peek Griff

**86-551-000**

Füllungsinstrument,  
Fig. 0, Spatel starr,  
Stahlgriff

**86-551-001P0**

Fig. 1, Spatel starr,  
Peek Griff

**86-551-001**

Füllungsinstrument,  
Fig. 1, Spatel starr,  
Stahlgriff

**86-521-014**

Füllungsinstrument,  
Fig. 14, Spatel starr,  
Stahlgriff

**86-521-015**


Füllungsinstrument,  
Fig. 15, Spatel starr,  
Stahlgriff

Birnenstopfer



86-521-017

Fig. 17



86-521-018


Fig. 18



86-521-019


Fig. 19

Planstopfer




86-521-035

Fig. 35



86-521-036


Fig. 36



86-521-037


Fig. 37

Planatoren




86-521-061

Fig. 61, klein



86-521-062

Fig. 62, mittel



86-521-063

Fig. 63, groß



86-521-018

Fig. 18

2,0 mm  
Stärke: 0,4 mm

**INFO**

Beschichtung verhindert  
ankleben und sorgt für  
einfache Aufbereitung.

**86-589-003**


Füllungsspatel,  
Titan-Nitrit  
beschichtet

# 87

# PROTETIK



## R(H)EINSTOPFER



86-521-012P0T3

retrograder  
Stopfer/Spatel  
Griff PEEK schwarz  
Serie BLACK SPINE

87-125-001P0T3

retrograder  
Stopfer Fig 1,  
einfach gebogen  
Griff PEEK schwarz  
Serie BLACK SPINE

87-125-002P0T3

retrograder  
Stopfer Fig 2,  
einfach gebogen  
Griff PEEK schwarz  
Serie BLACK SPINE

87-127-001P0T3

retrograder  
Stopfer Fig 3,  
doppelt gebogen  
Griff PEEK schwarz  
Serie BLACK SPINE

87-127-002P0T3

retrograder  
Stopfer Fig 4,  
doppelt gebogen  
Griff PEEK schwarz  
Serie BLACK SPINE

## FAHNENSTOCK



Wachsmesser

**87-290-130**

13 cm

**87-290-175**

17,5 cm

## AINSWORTH



**87-420-000**

Kofferdam-Lochzange,  
17 cm



**87-573-000**

UNIVERSAL-Kronenaufbieger



**87-570-000**

Kronenaufbieger, Arbeitsteil gerade

**87-591-000**

CROWN-BUTLER, autom.  
Kronen- u. Brückenabn.

**87-581-003**

Kronenentferner, komplett  
mit 3 Aufsätzen

## TOFFLEMIRE



87-344-001

1/1

TOFFLEMIRE,  
Matrizenbänder, Fig.1, 12 St.



87-344-002

1/1

TOFFLEMIRE,  
Matrizenbänder, Fig.2, 12 St.



87-344-003

1/1

TOFFLEMIRE,  
Matrizenbänder, Fig.3, 12 St.

## TOFFLEMIRE-UNIVERSAL

## TOFFLEMIRE-JUNIOR

## TOFFLEMIRE-SENIOR



1/1

### HINWEIS

Am häufigsten  
bestellt

87-340-000

TOFFLEMIRE-UNIVERSAL,  
Matrizenspanner



1/1

87-340-001

TOFFLEMIRE-JUNIOR,  
Matrizenspanner



1/1

87-340-002

TOFFLEMIRE-SENIOR,  
Matrizenspanner

# 89 PROTETIK ZANGEN



**INFO**

Zum schonenden Abnehmen  
von Provisorien und Brücken.

**89-120-140**

Kronenabnehmzange,  
14 cm

**89-115-140**

Provisorien Abnehmzange  
inkl. 10 Ersatzbacken und  
Adhesivpulver

Hersteller: Helmut Zepf  
Medizintechnik GmbH

**89-115-020**

Ausw. Ersatz-  
Kunststoffbacken,  
Pack. 10 Stk.

**89-115-010**

Ersatz-  
Adhesivpulver,  
in 10 g Fläschchen



**89-140-010**

DEGIDI, CONO GRIP, Silikon  
Backen, schmal, 10 Stk.

## DEGIDI



**89-140-011**

DEGIDI, CONO  
GRIP, OK, schmal



**89-140-023**

DEGIDI, CONO GRIP,  
OK/UK, breit



### 89-179-002

Diamantierte  
Einsätze, allein,  
paarweise



### 89-179-099

Imbus-  
Schlüssel,  
allein



### 89-179-125

Teleskop-Kronenzange,  
inkl. Einsätzen diamantiert  
und wechselbar  
inkl. Imbusschlüssel

## ADERER



1/1

**89-554-140**

Flachzange, 14 cm,  
Maulteile kariert



1/1

**89-370-115**

Draht-u.  
Klammerbiegezange,  
11,5 cm



1/1

**89-260-160**

UNIVERSAL-  
Kramponzange,  
16 cm



89-720-190

Laborspatel, 19 cm,  
Klinge federnd

# 90 LAGERUNG UND STERILIZATION



### INFO

Aufbewahrungsbehälter für die optimale Organisation von Handinstrumenten während der Aufbereitung, Sterilisation und Lagerung.

Vorteil: Sie schützen die Arbeitenden der Instrumente und es beschleunigt den Aufbereitungsprozess.



### 90-340-004S1

Demi-Sterilisier- und Lagerungsrahmen für 4 Instrumente, blau

177 x 56 x 27 mm



### 90-340-005S1

Demi-Sterilisier- und Lagerungsrahmen für 5 Instrumente, blau

179 x 86 x 26 mm



### INFO

Passend für Demi Conatiner 90-628-040 und 90-628-065

### 90-340-008S1

Demi-Sterilisier- und Lagerungsrahmen für 8 Instrumente, blau

178 x 128 x 26 mm



### 90-340-010S1

Demi-Sterilisier- und Lagerungsrahmen für 10 Instrumente, blau

178 x 128 x 26 mm



### 90-340-020S1

Sterilisier- und Lagerungsrahmen für 20 Instrumente, blau

178 x 250 x 26 mm

### 90-340-016S1

für bis zu 16 Handinstrumente

178 x 250 x 26 mm

### Artikelnummer +

Mit verschiedenen farbigen Instrumentenhaltestegen erhältlich. Die jeweilige Farbe ist am Artikelnummerzusatz erkennbar.

Folgende Farben sind möglich:

S0 ● Schwarz

S1 ● Blau

S2 ● Grün

S3 ● Gelb

S4 ● Rot

S5 ● Grau

S7 ● Lila

S9 ● Orange

S10 ○ Weiß



### 90-350-004

Bohrerstand  
für 4 Instrumente  
inkl. 4 Silikon Plugs blau  
Größe: 4,5 x 2 x 4cm



### 90-350-006

Bohrerstand  
für 6 Instrumente  
inkl. 6 Silikon Plugs blau  
Größe: 3,5 x 2,5 x 3cm



### 90-350-008

Bohrerstand  
für 8 Instrumente  
inkl. 8 Silikon Plugs blau  
Größe: 4,5 x 2,5 x 3 cm



### 90-350-012

Bohrerstand für 12 Instrumente  
inkl. 12 Silikon Plugs blau  
Größe: 6,3 x 2,5 x 3 cm



### 90-350-016

Bohrerstand für 16 Instrumente  
inkl. 16 Silikon Plugs blau  
Größe: 8,5 x 2,5 x 3 cm

#### INFO

passend für Lagerungsrahmen  
der Serie 90-340 und Bohrerstände  
der Serie 90-350



### 90-352-001

Halte-Klipp für Bohrerstände  
Metal Größe 1 x 2,2 x 0,8cm  
Menge: 2 Stück

# 90

Zubehör für Bohrstände  
Silikonplugs  
Außen Ø 7,5 Innen Ø 3,5



**90-351-008S0**

Farbe: schwarz / 8 Stück



**90-351-008S1**

Farbe: hellblau / 8 Stück



**90-351-008S2**

Farbe: grün / 8 Stück



**90-351-008S3**

Farbe: gelb / 8 Stück



**90-351-008S4**

Farbe: rot / 8 Stück



**90-351-008S5**

Farbe: grau / 8 Stück



**90-351-008S7**

Farbe: gelb / 8 Stück



**90-351-008S9**

Farbe: rot / 8 Stück



**90-351-008S10**

Farbe: grau / 8 Stück



**90-351-008S7**

Farbe: pink / 8 Stück

**90-626-040**

Steril-Container 4 cm,  
mit Sicherheits-Filter  
Innen: 278 x 181 x 39 mm  
Außen: 313 x 190 x 54 mm

**90-626-065**

Steril-Container 6,5 cm,  
mit Sicherheits-Filter  
Innen: 278 x 181 x 54 mm  
Außen: 313 x 190 x 69 mm

**90-626-085**

Steril-Container 8,5 cm,  
mit Sicherheits-Filter  
Innen: 278 x 181 x 72 mm  
Außen: 313 x 190 x 86 mm

**90-628-040**

Demi-Steril-Container 4 cm,  
mit Sicherheits-Filter  
Innen: 180 x 138 x 38 mm  
Außen: 211 x 145 x 56 mm

**90-628-065**

Demi-Steril-Container 6,5 cm,  
mit Sicherheits-Filter  
Innen: 180 x 138 x 53 mm  
Außen: 214 x 145 x 68 mm

**90-627-060**

Demi-Steril-Container 4 cm,  
mit Sicherheits-Filter  
Innen: 279 x 131 x 48 mm  
Außen: 310 x 139 x 66 mm

**INFO**

Sterilisation Container  
mit Sicherheits-Filter!

**DENTAL-STERILCONTAINER MIT SICHERHEITSFILTER**

Mit dem neuartigen EasyStop-System antwortet USTOMED auf gewachsene Anforderungen an Sterilität, Umweltschutz, Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Das Permanentfilter-System stoppt Mikroorganismen noch wirksamer als konventionelle Filter und lässt sich beliebig oft sterilisieren. Dabei Bedarf es keinem Verbrauchsmaterial. Zum Öffnen bzw. Schließen genügt ein Griff: Filterabdeckung eindrücken, drehen – fertig.

**DIESE VORTEILE SPRECHEN DAFÜR:**

Der einzigartige Deckel ist nahezu unzerstörbar:

- Er wird aus einem massiven Aluminiumblock präzisionsgefertigt. Dadurch behält der Deckel seine Form und hält dem täglichen Gebrauch stand.
- Schmutz- und keimabweisend
- Schnelles und rückstandsfreies Trocknen bei der Dampfsterilisation
- Hochwertiges Material für dreifache Sicherheit: haftfrei, porenfrei und korrosionsfrei

**INFO:**

Der zweiteilige Aluminiumeinsatz im Deckel dient als Keimbarrriere nach dem Prinzip der „Pasteur-Schleifen“. Durch die Bildung eines Labyrinths aus Ringrippen trennt er somit zuverlässig Mikroben, Keime und Partikel ab. Der gewundene Strömungsweg erreicht eine Dekontaminationsrate von 99,997 %.



**INFO**

Zur Aufbewahrung von  
sterilen Sets

**90-620-040**

Steril-Container, 4 cm, Spez.-Verschl.,  
mit einer Filteraufnahme,  
Filter separat erhältlich

Innen: 281 x 184 x 39 mm  
Außen: 327 x 193 x 54 mm

**90-620-065**

Steril-Container, 6.5 cm, Spez.-Verschl.,  
mit einer Filteraufnahme,  
Filter separat erhältlich

Innen: 281 x 184 x 56 mm  
Außen: 327 x 193 x 71 mm

**90-618-100**

Steril-Container, 10 cm, Spez.-Verschl.,  
mit einer Filteraufnahme,  
Filter separat erhältlich

Innen: 275 x 180 x 92 mm  
Außen: 315 x 190 x 105 mm

**90-618-130**

Steril-Container, 13 cm, Spez.-Verschl.,  
mit einer Filteraufnahme,  
Filter separat erhältlich

Innen: 275 x 180 x 122 mm  
Außen: 314 x 191 x 135 mm

**INFO**

Zubehör für Container  
auf Seite 213 + 214!



### CUSTOMED TEFLON-FILTER

**90-643-001**

Teflon-Filter, für Serie  
90-620-xxx

**90-642-001**

Teflon-Filter, für Serie  
90-618-xxx



## Ustomed Teflon-Filter

### 90-643-001

Teflon-Filter, für Serie  
90-620-xxx

### 90-642-001

Teflon-Filter, für Serie  
90-618-xxx

## Identifikationsschilder inkl. Laserung

(max. 16 Zeichen)



### 90-650-000

Rot



### 90-650-001

Blau



### 90-650-002

Grün



### 90-650-003

Gelb



### 90-650-004

Schwarz



### 90-650-005

Silber



### 90-650-007

Lila



### 90-650-008

Orange



### 90-665-100

Verschlußplomben,  
100 Stück

oder

### 90-665-101

Verschlußplomben,  
1000 Stück



### 90-654-000

Kennzeichnungsschild,  
Kunst., QR-Code Data-Matrix  
oder



### 90-656-000

Kennzeichnungsschild,  
Kunst., Strichcode Code 128



### 90-652-003

Kennzeichnungsschildhalter  
zum Einhängen an Waschsiebe  
Original USTOMED

**INFO** Kompatibel  
mit Waschsieben  
Serie 90-716



### 90-655-000

Einsteckschild für  
Klebeetiketten, z.B.  
Seriennummernaufkleber  
90-655-000 für 1 Stück  
90-655-010 für 10 Stück  
90-655-025 für 25 Stück



### 90-662-100

Indikatorschilder,  
100 Stück

**INFO**

Am häufigsten  
bestellt.

**90-716-001**

USTOMED Waschtray, Serie 3  
inklusive 2 1/2 Silikonstegen quer

Innen: 268 x 174 x 31 mm

Außen: 273 x 179 x 34 mm

**90-716-002**

Waschtray, Serie 3  
inklusive 2 Silikonstegen längs

Innen: 268 x 174 x 31 mm

Außen: 273 x 179 x 34 mm

**90-716-000**

Waschtray, Serie 3  
leer (ohne Silikonstege)

Innen: 268 x 174 x 31 mm

Außen: 273 x 179 x 34 mm

**INFO**

Passend für Steril  
Conatiner 90-620-xxx  
und 90-626-xxx



**90-716-050**

Waschtray Demi, Serie 4,  
inklusive 2 Stegen  
passend für Container 90-628-040

Innen: 172 x 133 x 31 mm

Außen: 177 x 138 x 35 mm



**90-716-025**

Waschkorb, Serie 4, DEMI LONG,  
inkl. 2 flexible Instrumenthaltestegen aus Silikon,  
passend für Container 90-627-060

Innen: 268 x 83 x 31 mm  
Außen: 274 x 88 x 35 mm

**90-716-402**


Lager-Bolzen  
FÜR WASCHTRAY SERIE  
90-716  
2St.=1Paar

# 91 INSTRUMENTENSETS



**91-100-001**

Basis Chirurgie Set

**Inhalt:****02-030-030**

Skalpellgriff, No. 3, flach

**03-441-140**JOSEPH, Naht-/  
Zahnfleischsch., 14cm,  
gebogen**08-235-160**Chir. Pinz., 16,0 cm, ger.,  
1x2 Zähne, delikat**10-801-150**COLLEGE, Zahnpinzette,  
15 cm, gerieft, standard**20-470-170**LICHTENBERG,  
Nadelhalter, mit HM, 17  
cm**24-169-005**LANGENBECK,  
Wundhaken, Fig. 5,  
50 x 11 mm**27-717-175**Raspatorium, 17,5 cm,  
doppelendig, gebogen,  
schmal/breit**27-741-160**WILLIGER, Raspatorium,  
16 cm, gebogen**67-799-020**HEMINGWAY, scharfer  
Löffel, doppelt, Fig. 2**84-224-000**

Mundspiegelgriff

**86-153-001**Zahnsonde, Fig. 1,  
einendig, Rundgriff**90-716-001**Waschtray Serie 3  
inkl. Silikonstegen



02-030-030



03-441-140



08-235-160



10-801-150



20-470-170



24-169-005



27-717-175



27-741-160



67-799-020



84-224-000



86-153-001



90-716-001

91-101-001

WSR Zusatzset



### Inhalt:

|               |                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 86-721-002    | HEIDEMANN, Spatel, flexibel, Fig. 2                                 |
| 86-521-002    | Kugelstopfer, Fig. 2, doppelendig                                   |
| 86-350-002    | Zementspatel, Fig. 2, doppelendig                                   |
| 84-285-062 P0 | Micro-WSR-Spiegel, plan, Rhodium, 6x3 mm                            |
| 90-340-004 S1 | Demi-Sterilisier- und Lagerungsrahmen f. 4 Instrumente, blaue Stege |

## DR. RICARDO KERN



Wir präsentieren Ihnen stolz das **Soft Tissue Tunnelling Set**, entwickelt von **Dr. Ricardo Kern**, einem der renommiertesten Zahnärzte Brasiliens. Dr. Kern ist spezialisiert auf die anspruchsvolle Gestaltung und Rekonstruktion von Weichgewebe und verfügt über umfangreiche Erfahrung in der sofortigen Implantation mit provisorischem Zahnersatz, von Einzelzahnfällen bis hin zu vollständigen Rehabilitationen.

Dieses exklusive Set umfasst fünf präzise gefertigte Instrumente, die speziell für die Untertunnelung von Weichgewebe im dentalen Bereich konzipiert wurden. Mit diesen hochwertigen Werkzeugen können Sie Ihren Patienten präzise und komfortable Behandlungen bieten. Ob bei Routineeingriffen oder komplexeren Operationen – diese Instrumente unterstützen Sie dabei, Ihre Arbeit effizient und effektiv zu gestalten.

Vertrauen Sie auf die Expertise von Dr. Ricardo Kern und erweitern Sie Ihr zahnmedizinisches Instrumentarium mit dem **Soft Tissue Tunnelling Set**, um Ihren Patienten erstklassige Ergebnisse zu bieten.



91-100-201

Set komplett

Zum Videotutorial:



### Inhalt:

85-818-101P9S0

Tunnelierungsmesser, Fig. 1,  
Griff: Orange Spine, PEEK

85-818-102P9S0

Tunnelierungsmesser, Fig. 2  
Griff: Orange Spine, PEEK

85-818-103P9S0

Papillen-Elevator, Fig. 3  
Griff: Orange Spine, PEEK

85-818-104P9S0


Papillenlöser  
„Hasenfuß“ / Tunnelier-  
messer Lingual, Fig. 4,  
Griff: Orange Spine, PEEK

85-818-105P9S0

Muskel-Löser,  
Fig. 5,  
Griff: Orange Spine, PEEK

90-716-411

Waschsieb Kern  
inkl. Stegen

**91-100-002**

Basis-Implantologie Set

**Inhalt:****02-030-030**

Skalpellgriff, No. 3, flach

**03-441-140**JOSEPH, Naht-/  
Zahnfleischsch., 14cm,  
gebogen**08-235-160**Chir. Pinz., 16,0 cm, ger.,  
1x2 Zähne, delikat**10-801-150**COLLEGE, Zahnpinzette,  
15 cm, gerieft, standard**20-710-180**BARRAQUER, Micro-  
Nadelhalter, Hartmetall,  
18 cm, gerade, Rundgriff**24-169-004**LANGENBECK,  
Wundhaken, Fig. 4,  
40 x 11 mm**27-717-175**Raspatorium, 17,5 cm,  
doppelendig, gebogen,  
schmal/breit**27-741-160**WILLIGER, Raspatorium,  
16 cm, gebogen**67-799-020**HEMINGWAY, scharfer  
Löffel, doppelt, Fig. 2**84-224-000**

Mundspiegelgriff

**85-695-012**Parodontometer, CP 12,  
Farbmarkierung, 3-6-9-12**86-153-001**Zahnsonde, Fig. 1,  
einendig, Rundgriff**90-716-001**USTOMED Waschtray  
inklusive 2x 1/2  
Silikonstegen quer



02-030-030



03-441-140



08-235-160



10-801-150



20-710-180



24-169-004



27-717-175



27-741-160



67-799-020



84-224-000



85-695-012



86-153-001



90-716-001



91-100-003

Mikro Set Basic

## Inhalt:

02-038-140

Micro-Klingenhalter,  
Paßformgriff, 14 cm

05-809-180

Micro-Schere, 18 cm,  
gebogen, Rundgriff

09-270-180

DE BAKEY, Micro  
Pinzette atraumatisch,  
gerade

20-710-180

BARRAQUER, Micro-  
Nadelhalter, Hartmetall,  
18 cm, gerade, Rundgriff

85-691-015

UNIV. NORTH CAROLINA,  
Parodontometer, CP15,  
1-2-3-4-5 skaliert

85-816-170 POT3

Raspatorium, Mod.  
B., 17 cm Griff PEEK,  
Sperspizze

85-818-002 POT3

Tunnelierungsmesser,  
gebogen, Griff PEEK

90-716-001

USTOMED Waschtray  
inklusive 2 1/2  
Silikonstegen quer



02-038-140



05-809-180



09-270-180



20-710-180



85-691-015



85-816-170P0T3



85-818-002P0T3



90-716-001

91-100-004

Sinuslift extern Basis Set



### Inhalt:

#### 46-699-001PO T3

NENTWIG, Sinuskürette,  
Fig. 1, Griff PEEK  
schwarz

#### 46-695-003 POT3

KHOURY, Sinuskürette,  
Fig. 3, Griff PEEK schwarz

#### 46-695-004 POT3

KHOURY, Sinuskürette,  
Fig. 4, Griff PEEK  
schwarz

#### 67-691-003 POT3

Einfüllöffel für  
Knochenersatzmaterial  
(doppelendig Schaufel/  
Plugger)

#### 73-295-000

Anmischbecher für  
Knochenmaterial

#### 90-716-025

USTOMED Waschtray,  
Demi lang inkl. 2  
Instrumenthalte-Stegen  
(grau)

#### 90-716-402

Lager-Bolzen für  
Waschtray 2St.=1Paar



90-716-025



90-716-402



73-295-000



46-699-001PO T3



46-695-003 P0T3




46-695-004 P0T3



67-691-003 P0T3

**91-110-000**

Degidi, WeldOne, IOW-Set



## Inhalt:

**99-089-050**

DEGIDI-Drahtbiegezanze

**99-089-051**DEGIDI-Drahtbiegezanze,  
R3**99-089-052**DEGIDI-  
Drahtbiegezanze, R8**89-597-180**Drahtswickzanze,  
übersetzt, 18cm, HM**99-090-402**

3 Kunststoffstege schwarz

**90-716-000 V**

Instrumentensieb

**99-091-401**

6x Silikonfuss schwarz

Nähere Informationen:

[www.dentsplyimplants.com](http://www.dentsplyimplants.com)



Vier Implantate werden im intraforaminalen Bereich eingesetzt.



Schweißverbindungen in Position.



Intraoral verschweißtes Gerüst.



Das geschweißte Gerüst wurde entfernt und verstärkt.



Abschließende Restaurierung.



Röntgenaufnahme nach der Operation.

**Sharp Curver**

bends the bar into more acute angles for single abutments.

**Soft Curver**

bends the titanium bar along the curve of the arch.





**Holder**

grasps and holds the titanium bar firmly in place during the welding process.



**Cutter with tungsten carbide inserts**

easily and efficiently cuts off excess material.







## QUEENS AND SONS OF DENTISTRY GRÜNDERPODCAST



Powered by



GRUNDINSTRUMENTE



CHIRURGISCHE INSTRUMENTE



AUGMENTATION




REPARATUR SERVICE



 **USTOMED®**  
INSTRUMENTE

INSTRUMENTEN ORGANISATION



GRÜNDER SERVICE



EVENTS



PODCAST



 **USTOMED®**  
INSTRUMENTE

USTOMED INSTRUMENTE GmbH & Co. KG

Bischof-Sproll-Straße 2  
78532 Tuttlingen / Germany

Phone: +49 (0) 74 61 / 9 65 85 0

Fax: +49 (0) 74 61 / 9 65 85 65

[info@ustomed.de](mailto:info@ustomed.de)

[www.ustomed.de](http://www.ustomed.de)